



[CARL ZEISS BEHANDLUNGSSTUHL FÜR DIE OPHTHALMOLOGIE - 31-001](#)

SKU: AN072025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Carl Zeiss Behandlungsstuhl 31-001 ist speziell für die Ophthalmologie entwickelt und bietet ergonomischen Komfort sowie präzise Verstellmöglichkeiten, um eine optimale Patientenpositionierung während der Augenuntersuchung zu gewährleisten. Seine robuste Konstruktion und hochwertige Verarbeitung garantieren Langlebigkeit und zuverlässige Funktionalität im klinischen Einsatz.



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Carl Zeiss Behandlungsstuhl für die Ophthalmologie - Modell 31-001** ist speziell entwickelt, um höchste Ansprüche in der augenärztlichen Untersuchung und Behandlung zu erfüllen. Dieses hochwertige medizinische Gerät verbindet ergonomisches Design mit modernster Technik, um sowohl Patientenkomfort als auch optimale Arbeitsbedingungen für den Arzt zu gewährleisten.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Der Stuhl ist so konstruiert, dass Patienten während der Behandlung eine bequeme und stabile Sitzposition einnehmen können. Die Polsterung ist weich und hautfreundlich, um auch längere Untersuchungen komfortabel zu gestalten.
- **Elektrische Verstellbarkeit:** Sitzhöhe, Rückenlehne und Fußstütze sind elektrisch verstellbar, was eine präzise Anpassung an unterschiedliche Untersuchungs- und Behandlungsbedürfnisse ermöglicht. Dies unterstützt



eine optimale Arbeitsposition für den Arzt und erleichtert den Patientenein- und -ausstieg.

- **Robuste Konstruktion:** Der Stuhl ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und garantiert eine lange Lebensdauer sowie hohe Stabilität und Sicherheit im klinischen Alltag.
- **Integrierte Bedienung:** Die Steuerungseinheit ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht eine intuitive Bedienung aller Verstellfunktionen, was den Ablauf der ophthalmologischen Untersuchungen effizienter macht.
- **Kompatibilität:** Der Behandlungsstuhl ist kompatibel mit einer Vielzahl von ophthalmologischen Geräten und Instrumenten der Marke Carl Zeiss, was eine nahtlose Integration in die bestehende Praxis- oder Klinikumgebung sicherstellt.

Anwendungsbereiche:

Der Carl Zeiss Behandlungsstuhl 31-001 eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Augenarztpraxen
- Augenchirurgischen Zentren
- Forschungseinrichtungen im Bereich Ophthalmologie
- Universitätskliniken

Technische Daten (Auszug):

- Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
- Belastbarkeit: bis zu 150 kg
- Verstellbereich Sitzhöhe: ca. 45–80 cm
- Abmessungen (L x B x H): ca. 120 x 70 x 100 cm (variabel durch Verstellung)
- Gewicht: ca. 60 kg

Mit dem Carl Zeiss Behandlungsstuhl für die Ophthalmologie 31-001 investieren Sie in ein zuverlässiges, komfortables und funktionales Möbelstück, das den hohen Anforderungen moderner Augenheilkunde entspricht und die tägliche Arbeit durch ergonomische und technische Raffinessen maßgeblich unterstützt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

