



CARL ZEISS . F 125 TUBUS - BEOBACHTUNGSTUBUS

SKU: K072025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Mikroskope und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Carl Zeiss f 125 Tubus** ist ein hochwertiger Beobachtungstubus, der speziell für den Einsatz in optischen Geräten entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch seine präzise Fertigung und erstklassige optische Eigenschaften aus, die eine exzellente Bildqualität und komfortable Handhabung gewährleisten.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Präzise Bauweise:** Der Tubus ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine stabile und langlebige Konstruktion garantieren.
- **Optimale Brennweite (f 125):** Die Brennweite von 125 mm ermöglicht eine klare und scharfe Beobachtung, ideal für diverse optische Anwendungen.
- **Kompatibilität:** Der Tubus ist mit verschiedenen Carl Zeiss Mikroskopen und optischen Systemen kompatibel, was eine flexible Integration in bestehende Geräte ermöglicht.
- **Ergonomisches Design:** Durch das durchdachte Design wird eine einfache Handhabung unterstützt, die eine effiziente und ermüdungsfreie Nutzung ermöglicht.
- **Hervorragende optische Qualität:** Die präzise gefertigten Linsenelemente sorgen für eine hervorragende Bildauflösung und minimieren optische Verzerrungen.



Der **Carl Zeiss f 125 Tubus** eignet sich besonders für professionelle Anwender in Forschung, Medizin und Industrie, die auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit angewiesen sind. Er unterstützt die exakte Beobachtung von Proben und Objekten und trägt somit maßgeblich zu präzisen Analyse- und Diagnostikprozessen bei.

Dank seiner robusten Konstruktion und der bewährten Carl Zeiss Technologie ist dieser Beobachtungstubus eine erstklassige Wahl für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen höchste optische Präzision und Langlebigkeit gefordert sind.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

