



[COMPAT MOBILE PUMP 74354 ENTERAL PUMP](#)

SKU: A0072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Compat Mobile Pump 74354 ist eine kompakte und zuverlässige enterale Pumpe, die eine präzise und kontinuierliche Ernährungstherapie gewährleistet. Das benutzerfreundliche Design ermöglicht eine einfache Handhabung und sichert eine sichere Dosierung bei der enteralen Ernährung.



Categories: [Unkategorisiert](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

