



[CONMED 3DHD 3D 0 GRAD VIKING 8191-11 8191-13 OPTIK](#)

SKU: BX082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Conmed 3DHD 3D 0 Grad Viking Optik** Modell 8191-11 und 8191-13 ist eine hochentwickelte medizinische Optik, die speziell für minimalinvasive chirurgische Eingriffe entwickelt wurde. Diese Optik ermöglicht Chirurgen eine präzise und detailreiche Visualisierung des Operationsfeldes in dreidimensionaler Darstellung, was die räumliche Orientierung und die Genauigkeit während der Operation erheblich verbessert.

Produktmerkmale:

- **3DHD-Technologie:** Die Optik liefert hochauflösende, dreidimensionale Bilder mit verbesserter Tiefenwahrnehmung, wodurch die operative Präzision gesteigert wird.
- **0 Grad Blickrichtung:** Die gerade Sichtachse ermöglicht eine direkte Betrachtung ohne Winkelverzerrungen und ist ideal für Standardlaparoskopien und arthroskopische Verfahren.
- **Viking Serie:** Diese Produktlinie ist bekannt für ihre robuste Bauweise und hochwertige optische Komponenten, die eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung gewährleisten.
- **Modelle 8191-11 und 8191-13:** Unterschiedliche Längenvarianten, die auf verschiedene chirurgische Anforderungen angepasst sind, um optimale Handhabung und Zugang zu gewährleisten.

Technische Details:

- Optische Bauweise: 3D-HD
- Blickwinkel: 0 Grad
- Material: Hochwertiges optisches Glas mit Anti-Beschlag-Beschichtung
- Kompatibilität: Passend für Conmed 3D-HD Kamerasysteme und Standard 3D-Endoskopieplattformen
- Sterilisierbar: Geeignet für Autoklav- und chemische Sterilisationsverfahren



Anwendungsgebiete:

Die Conmed 3DHD 3D 0 Grad Viking Optik wird vor allem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Minimalinvasive Chirurgie (laparoskopische Operationen)
- Arthroskopie
- HNO-Chirurgie
- Gynäkologie

Vorteile für den Anwender:

- Verbesserte räumliche Wahrnehmung dank 3D-HD-Technologie
- Erhöhte Präzision und Sicherheit während des Eingriffs
- Robuste und langlebige Konstruktion für den Dauereinsatz
- Einfach zu reinigen und zu sterilisieren
- Kompatibel mit gängigen 3D-Endoskopie-Systemen

Zusammenfassend bietet die **Conmed 3DHD 3D 0 Grad Viking Optik** eine erstklassige Lösung für Chirurgen, die höchste Ansprüche an Bildqualität und Handhabung stellen. Durch die Kombination aus modernster 3D-Technologie und bewährter optischer Präzision unterstützt dieses Produkt eine sichere und effiziente Durchführung minimalinvasiver Eingriffe.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

