



## CONMED 8377 EKG-KABEL MIT DL24-03 EKG-FÜHRUNGSDRÄHTE

**SKU: BN032016**

**50,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Neu // Noch verpackt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Neu // Noch verpackt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

