



[CONMED LINVATEC E9000 E 9000 - SHAVER](#)

SKU: K102025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **CONMED LINVATEC E9000 Shaver** ist ein hochmodernes chirurgisches Instrument, das speziell für die arthroskopische Chirurgie entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine präzise, effiziente und zuverlässige Lösung zur Gewebeentfernung und -präparation in minimalinvasiven Eingriffen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Leistungsstarker Motor:** Der E9000 Shaver verfügt über einen robusten und langlebigen Motor, der eine konstante und kontrollierte Drehzahl ermöglicht, um eine präzise Schneidleistung zu gewährleisten.
- **Variable Drehzahlregelung:** Die individuell einstellbare Drehzahl erlaubt die Anpassung an unterschiedliche Gewebetypen und chirurgische Anforderungen, was eine optimale Kontrolle während der Operation sicherstellt.
- **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist so gestaltet, dass es bequem in der Hand liegt und eine ermüdungsfreie Handhabung während längerer Eingriffe ermöglicht.
- **Kompatibilität:** Der Shaver ist kompatibel mit einer Vielzahl von LINVATEC-Shaverklingen und -Zubehör, was Flexibilität bei verschiedenen arthroskopischen Anwendungen bietet.
- **Einfache Reinigung und Sterilisation:** Die Konstruktion des Geräts unterstützt eine unkomplizierte und sichere Aufbereitung, was zur Einhaltung strenger Hygienestandards beiträgt.

Anwendungsbereiche:

Der CONMED LINVATEC E9000 Shaver ist ideal geeignet für den Einsatz in der orthopädischen Chirurgie, insbesondere bei arthroskopischen Eingriffen an Gelenken wie Knie, Schulter, Hüfte und Sprunggelenk. Durch seine präzise Schneidtechnik ermöglicht er die effektive Entfernung von beschädigtem oder unerwünschtem Gewebe sowie die Vorbereitung des Operationsfeldes.



Technische Spezifikationen:

- Motorleistung: Hochleistungsmotor mit variablem Drehzahlbereich
- Drehzahlbereich: Anpassbar je nach Bedarf
- Gewicht: Leicht und handlich für optimale Bedienbarkeit
- Stromversorgung: Kompatibel mit standardisierten medizinischen Stromquellen
- Schnittstellen: Anschlussmöglichkeiten für diverse Shaverklingen und Zubehör

Zusammenfassend stellt der **CONMED LINVATEC E9000 Shaver** eine zuverlässige und vielseitige Lösung für die moderne arthroskopische Chirurgie dar. Er unterstützt Chirurgen dabei, präzise und schonend zu operieren und somit optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

