



[CONTOUR TRANSTAR STR5G STAPLER SET](#)

SKU: AJ092025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **CONTOUR TRANSTAR STR5G STAPLER Set** ist ein hochmodernes chirurgisches Instrument, das speziell für die minimal-invasive Resektionschirurgie des Dick- und Enddarms entwickelt wurde. Dieses Set ermöglicht präzise, sichere und effiziente Anastomosetechniken und unterstützt Chirurgen bei komplexen Resektionsverfahren.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist so konzipiert, dass es eine optimale Handhabung und Kontrolle während der Operation gewährleistet, was die Präzision erhöht und Ermüdungserscheinungen reduziert.
- **Hochwertige Klammernahttechnik:** Der TRANSTAR STAPLER verwendet robuste Titanklammern, die eine zuverlässige Gewebeadaptation und eine sichere Anastomose garantieren.
- **Vielseitigkeit:** Das Set eignet sich für verschiedene chirurgische Anwendungen im Bereich der Kolorektalchirurgie, insbesondere für transanale Resektionen.
- **Minimale Gewebetrauma:** Durch das schonende Schneiden und Klammern wird das umliegende Gewebe geschont, was die postoperative Heilung fördert.
- **Einfacher Aufbau und Handhabung:** Das Set ist benutzerfreundlich gestaltet und unterstützt einen schnellen und reibungslosen Operationsablauf.

Technische Spezifikationen:

- Typ: Linearer Klammernahtgerät (Stapler)
- Modell: TRANSTAR STR5G
- Klammergröße: Standardisierte Titanklammern für optimale Gewebeadaptation
- Sterilität: Einmalgebrauch, steril verpackt
- Komponenten: Enthält alle notwendigen Teile für die Durchführung einer TRANSTAR-Operation



Das **CONTOUR TRANSTAR STR5G STAPLER Set** ist ein unverzichtbares Instrument für Chirurgen, die höchste Ansprüche an Präzision und Sicherheit bei der kolorektalen Chirurgie stellen. Es unterstützt eine minimal-invasive Vorgehensweise und trägt somit zur Reduktion von Komplikationen und zur Verbesserung der Patientenergebnisse bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

