



[COVIDIEN AUTO SUTURE ENDO CLIP MULTIPLIER 500-10A](#)

SKU: AE032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Covidien Auto Suture ENDO CLIP Multiplier 500-10A** ist ein hochentwickeltes chirurgisches Instrument, das speziell für die effiziente und sichere Applikation von Clips während minimal-invasiver Eingriffe konzipiert wurde. Dieses Instrument erleichtert Chirurgen die präzise Platzierung von Clips zur Gefäßligatur oder Gewebebündelung, was insbesondere in der Laparoskopie und anderen endoskopischen Verfahren von großer Bedeutung ist.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Der ENDO CLIP Multiplier verfügt über einen komfortablen Handgriff, der eine optimale Kraftübertragung ermöglicht und die Handermüdung während längerer Operationen reduziert.
- **Mehrfachclipspender:** Mit der Multiplier-Funktion können mehrere Clips hintereinander appliziert werden, ohne das Instrument neu laden zu müssen, was den Operationsablauf beschleunigt.
- **Präzise Clipplatzierung:** Die Konstruktion gewährleistet eine exakte Positionierung der Clips, was eine sichere Gefäßverschlusskontrolle und Minimierung von Komplikationen unterstützt.
- **Kompatibilität:** Der 500-10A ist kompatibel mit einer Vielzahl von Clips der ENDO CLIP-Familie, was Flexibilität bei der Wahl des geeigneten Clips für unterschiedliche chirurgische Anforderungen bietet.
- **Hochwertige Materialien:** Gefertigt aus langlebigen, biokompatiblen Materialien, die Sterilisationsprozessen standhalten und eine lange Einsatzdauer garantieren.

Anwendungsgebiete:

Der Covidien Auto Suture ENDO CLIP Multiplier 500-10A findet Anwendung in zahlreichen chirurgischen Fachbereichen, darunter:



- Laparoskopische Chirurgie
- Thorakoskopische Eingriffe
- Gefäßchirurgie
- Allgemeinchirurgie
- Gynäkologische Operationen

Technische Daten:

- Länge: ca. 33 cm (variabel je nach Modell)
- Clipkapazität: Mehrfachclipspender mit bis zu 10 Clips
- Material: Hochwertiger Edelstahl und biokompatible Kunststoffe
- Sterilisierbar: Ja, geeignet für Autoklav- und andere Standard-Sterilisationsverfahren

Zusammenfassend ist der **Covidien Auto Suture ENDO CLIP Multiplier 500-10A** ein unverzichtbares Werkzeug für Chirurgen, die Wert auf Effizienz, Sicherheit und Präzision bei der Clipapplikation legen. Durch sein innovatives Design und die hohe Verarbeitungsqualität unterstützt er eine reibungslose Durchführung minimal-invasiver Operationen und trägt maßgeblich zur Optimierung des OP-Ablaufs bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

