



## COVIDIEN KANGAROO EPUMP PUMPE FÜR ENTERALE ERNÄHRUNG

SKU: CG052025 (28) - EX122025 (3)

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **COVIDIEN Kangaroo ePump** ist eine präzise und zuverlässige Pumpe für die enterale Ernährung, die eine kontrollierte Nährstoffzufuhr gewährleistet. Sie bietet eine einfache Handhabung und gewährleistet Sicherheit und Komfort bei der kontinuierlichen oder intermittierenden Verabreichung von enteraler Ernährung.



---

Categories: [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **COVIDIEN Kangaroo ePump** ist eine hochentwickelte Pumpe zur enteralen Ernährung, die speziell für die sichere und präzise Verabreichung von Nahrung und Medikamenten über eine Sonde entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen sowie in der häuslichen Pflege und gewährleistet eine zuverlässige Versorgung von Patienten mit besonderen Ernährungsbedürfnissen.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Präzise Dosierung:** Die ePump ermöglicht eine exakte Steuerung der Flussrate, um eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten sicherzustellen.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Das intuitive Bedienfeld mit gut lesbarem Display unterstützt medizinisches Fachpersonal und Pflegekräfte bei der einfachen Programmierung und Überwachung.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Kompatibel mit verschiedenen enteralen Ernährungssonden und Zubehörteilen, geeignet für kontinuierliche und intermittierende Ernährung.



- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Alarmer warnen bei Blockaden, Unterbrechungen oder anderen Störungen, um Komplikationen vorzubeugen.
- **Mobilität und Flexibilität:** Kompaktes Design und batteriebetriebene Option ermöglichen den Einsatz auch außerhalb klinischer Umgebungen.
- **Hygienisches Design:** Leicht zu reinigende Oberflächen und Materialien, die den Anforderungen an medizinische Geräte entsprechen.

### **Anwendungsgebiete:**

Die COVIDIEN Kangaroo ePump wird verwendet zur:

- Enteralen Ernährung bei Patienten mit Schluckstörungen oder unzureichender oraler Nahrungsaufnahme
- Verabreichung von Medikamenten über die Ernährungssonde
- Kontinuierlichen oder intermittierenden Ernährung im Krankenhaus, Pflegeeinrichtung oder zu Hause

### **Technische Spezifikationen:**

- Flussratenbereich: individuell einstellbar, z.B. 1 ml/h bis 600 ml/h
- Stromversorgung: Netzbetrieb und Batteriebetrieb (optional)
- Bedienfeld: LCD-Display mit Touch- oder Tasteneingabe
- Abmessungen: kompakt und leicht für einfache Handhabung
- Kompatibilität: geeignet für gängige enterale Ernährungssysteme und Zubehör

Die COVIDIEN Kangaroo ePump bietet höchste Sicherheit und Komfort bei der enteralen Ernährung und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, die Ernährungstherapie effektiv und individuell zu gestalten. Durch die Kombination aus präziser Dosierung, hoher Zuverlässigkeit und einfacher Handhabung stellt sie eine wertvolle Unterstützung in der Patientenversorgung dar.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

