




[COVIDIEN NELLCOR SPO2 - ALS DEFEKT](#)

SKU: BV012025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Covidien Nellcor SpO2** ist ein medizinisches Überwachungsgerät, das zur nicht-invasiven Messung der peripheren Sauerstoffsättigung (SpO2) eingesetzt wird. Diese Messung ist essentiell zur Beurteilung der Sauerstoffversorgung des Patienten während verschiedener medizinischer Anwendungen, wie zum Beispiel in der Anästhesie, Intensivmedizin oder Notfallmedizin.

Produktstatus: Dieses Gerät wird als **defekt** angeboten. Das bedeutet, dass es nicht funktionsfähig ist und nicht für den klinischen Einsatz geeignet ist. Es kann jedoch für Ausbildungszwecke, Reparaturübungen oder als Ersatzteilsponder verwendet werden.

Eigenschaften des Covidien Nellcor SpO2 (im funktionstüchtigen Zustand):

- Präzise und zuverlässige Messung der Sauerstoffsättigung im Blut
- Einfache Bedienung mit benutzerfreundlichem Display
- Kompatibilität mit verschiedenen Sensoren und Patientenmonitoren
- Schnelle Reaktionszeit für Echtzeit-Überwachung
- Robustes Design für den Einsatz in unterschiedlichen medizinischen Umgebungen

Hinweise zum defekten Gerät:

- Keine Gewährleistung auf Funktionstüchtigkeit
- Keine medizinische Zulassung im aktuellen Zustand
- Kein Support oder Reparaturservice durch den Hersteller
- Vor Gebrauch ist eine fachkundige Überprüfung und Reparatur erforderlich

Bitte beachten Sie, dass der Einsatz eines defekten SpO2-Messgeräts im klinischen Umfeld lebensbedrohliche



Risiken bergen kann. Dieses Produkt ist ausschließlich für Fachpersonal mit entsprechender Expertise und für nicht-klinische Zwecke vorgesehen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

