



COVIDIEN VALLEYLAB FORCE TRIAD HF GERÄT

SKU: P082025- JS012026 - CQ022026

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Covidien Valleylab Force Triad HF Gerät ist ein hochmodernes elektrochirurgisches System, das speziell für den Einsatz in verschiedenen chirurgischen Disziplinen entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere Energiequellen in einem kompakten, benutzerfreundlichen Gerät und bietet Chirurgen eine flexible, präzise und zuverlässige Lösung für die Gewebedissektion und Hämostase.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Multimodale Energieoptionen:** Das Force Triad System integriert hochfrequente (HF) monopolare und bipolare Energie, die es ermöglicht, unterschiedliche chirurgische Anforderungen mit nur einem Gerät abzudecken.
- **Präzise Energieabgabe:** Die adaptive Energieabgabe passt sich automatisch an das Gewebe an, um optimale Schnitte und Koagulationen zu erzielen, wodurch die Sicherheit des Patienten erhöht wird.
- **Vielfältige Modi:** Das Gerät bietet zahlreiche Betriebsmodi, darunter Cut, Blend und Coag, die eine individuelle Anpassung an verschiedene chirurgische Techniken ermöglichen.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Ein intuitives Farbdisplay und einfache Bedienelemente erlauben eine schnelle Einstellung und Überwachung aller Parameter während des Eingriffs.
- **Verbesserte Sicherheit:** Integrierte Sicherheitsfunktionen wie automatische Überwachung der Rückleitungselektrode und Alarmfunktionen reduzieren das Risiko von Gewebeschäden und Verbrennungen.
- **Kompaktes Design:** Das ergonomische und platzsparende Gehäuse eignet sich ideal für den Einsatz in unterschiedlichsten Operationsumgebungen.

Anwendungsgebiete:



Das Covidien Valleylab Force Triad HF Gerät findet Anwendung in zahlreichen chirurgischen Bereichen, darunter:

- Allgemeinchirurgie
- Gynäkologie
- HNO-Chirurgie
- Urologie
- Orthopädie
- Plastische und rekonstruktive Chirurgie

Technische Spezifikationen:

- Leistungsbereich: Anpassbar je nach Modus, typischerweise bis zu 300 Watt
- Spannung: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Display: Farb-LED-Touchscreen
- Gewicht: Kompakt und leicht für einfache Mobilität
- Schnittstellen: Kompatibel mit verschiedenen Fußschaltern und Zubehör

Das Covidien Valleylab Force Triad HF Gerät stellt somit eine leistungsfähige und vielseitige Lösung dar, die Chirurgen durch zuverlässige Energieversorgung und innovative Sicherheitsmechanismen bei der Durchführung präziser und effizienter Eingriffe unterstützt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

