



CRITIKON DINAMAP VITAL DATEN MONITOR 1846 SX

SKU: E102013

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Messung und digitale Anzeige von Blutdruck (NIBP) und Puls

Der Blutdruckmonitor Critikon DINAMAP® 1846SX wird eingesetzt zur automatischen Messung des nichtinvasiven Blutdrucks (NIBP) sowie zur Messung der Pulsfrequenz bei Neonaten, Kindern und Erwachsenen. Alle Messwerte werden digital gut lesbar angezeigt.

Messintervalle von 1-90 Minuten können vom Anwender gewählt werden. Zur Abdeckung vieler klinischer Situationen sind die Betriebsarten Automatik, manuell und Schnellmessung wählbar. Der Dinamap Monitor löst Alarm aus, wenn die gewählten Alarmgrenzwerte über- oder unterschritten werden.

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com



0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

