



## DADE 569 E IMMUFUGE ZENTRIFUGE

SKU: T112016

150,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

220-240 V. 50 Hz.

12-fach Steckplätze für Gefäße 12 x 75 mm.

Timer 0-150 min oder Dauerbetriebmodus Cycle 1-4.

Geschwindigkeit zweistufig einstellbar: low/high.

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

Categories: [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

220-240 V. 50 Hz.

12-fach Steckplätze für Gefäße 12 x 75 mm.

Timer 0-150 min oder Dauerbetriebmodus Cycle 1-4.

Geschwindigkeit zweistufig einstellbar: low/high.

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight**

7 kg



## GALLERIE

