




[DAMECA 50 CL VOL 023308 VENTIL](#)

SKU: AR122025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Dameca 50 cl vol 023308 Ventil ist ein hochwertiges medizinisches Ventil, das präzise Volumenregulierung bei 50 cl sicherstellt. Es zeichnet sich durch zuverlässige Funktionalität und langlebige Materialien aus, ideal für den Einsatz in medizinischen Geräten.



Categories: [Patientenversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dameca 50 cl vol 023308 Ventil** ist ein speziell entwickeltes medizinisches Ventil, das in verschiedenen Anwendungen der Atemtherapie und Beatmung eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit, präzise Steuerung und ausgezeichnete Materialqualität aus, was es zu einem unverzichtbaren Komponenten in der patientenorientierten Versorgung macht.

Technische Merkmale und Eigenschaften:

- **Volumen:** 50 cl (zentiliter), ideal geeignet für die Dosierung und Regulation von Gasströmen in der Atemtherapie.
- **Modellnummer:** 023308, garantiert eine einheitliche und überprüfbare Produktqualität.
- **Material:** Hochwertige, biokompatible Materialien, die eine lange Lebensdauer und Resistenz gegen Korrosion und Verschleiß gewährleisten.
- **Ventiltyp:** Präzisionsventil mit kontrolliertem Durchfluss, ermöglicht eine exakte Einstellung der Gaszufuhr.
- **Anschluss:** Standardisierte Anschlussgrößen sorgen für eine einfache Integration in bestehende medizinische Geräte und Systeme.

Anwendungsbereiche:



- Atemtherapie bei Patienten mit eingeschränkter Lungenfunktion.
- Beatmungsgeräte zur präzisen Steuerung von Sauerstoff und anderen medizinischen Gasen.
- Medizinische Geräte in Kliniken, Krankenhäusern und Rehabilitationszentren.
- Forschung und Entwicklung im Bereich der pulmonalen Medizin.

Vorteile des Dameca 50 cl vol 023308 Ventils:

- Hohe Präzision bei der Regulierung von Gasströmen.
- Zuverlässige und langlebige Funktionsweise auch bei kontinuierlichem Einsatz.
- Kompatibilität mit einer Vielzahl von medizinischen Systemen und Geräten.
- Einfache Handhabung und Montage durch standardisierte Anschlüsse.
- Erfüllung der strengen medizinischen Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Das **Dameca 50 cl vol 023308 Ventil** ist somit eine ausgezeichnete Wahl für medizinische Fachkräfte, die auf präzise und sichere Steuerung von Atemgasen angewiesen sind. Durch seine robuste Konstruktion und die hohe Verarbeitungsqualität unterstützt es eine effektive und schonende Patientenversorgung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

