



## [DATASCOPE PASSPORT 2 + GAS MODULE SE](#) [- ÜBERWACHUNGSMONITOR - ANÄSTHESIE](#)

SKU: FA072025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Anästhesie](#), [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Datascope Passport 2** mit dem integrierten **Gas Module SE** stellt einen hochmodernen Überwachungsmonitor dar, der speziell für den Einsatz in der Anästhesie konzipiert wurde. Dieses System bietet eine umfassende und zuverlässige Patientenüberwachung, die auf die besonderen Anforderungen im perioperativen Umfeld abgestimmt ist.

### Leistungsmerkmale und Funktionen:

- **Multimodale Patientenüberwachung:** Der Passport 2 ermöglicht die kontinuierliche Erfassung und Anzeige lebenswichtiger Parameter wie EKG, Blutdruck (invasiv und nicht-invasiv), Pulsfrequenz, Sauerstoffsättigung (SpO<sub>2</sub>) sowie Temperatur.
- **Gas Module SE:** Dieses spezielle Modul überwacht präzise die Atemgaskonzentrationen, inklusive Sauerstoff (O<sub>2</sub>), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Lachgas (N<sub>2</sub>O) und andere Anästhetika. Es unterstützt die sichere Steuerung der Anästhesietiefe und gewährleistet eine optimale Beatmungsüberwachung.
- **Einfache Bedienbarkeit:** Das benutzerfreundliche Interface mit klar strukturiertem Farbdisplay ermöglicht eine intuitive Navigation und schnelle Anpassung der Überwachungsparameter.
- **Portabilität und Flexibilität:** Dank seines kompakten Designs ist der Passport 2 leicht transportierbar und vielseitig einsetzbar – sowohl im OP, auf Intensivstationen als auch in Notfallsituationen.
- **Erweiterbarkeit:** Das System kann modular erweitert werden, um zusätzliche Parameter und Funktionen zu integrieren und so den individuellen klinischen Anforderungen gerecht zu werden.
- **Datensicherheit und -management:** Die Überwachungsdaten können gespeichert, ausgewertet und in elektronische Patientenakten integriert werden, was eine lückenlose Dokumentation unterstützt.



**Indikationen:** Der Datascope Passport 2 + Gas Module SE ist ideal für die Überwachung von Patienten während der Anästhesie, bei chirurgischen Eingriffen sowie in der postoperativen Phase. Er unterstützt Anästhesisten und Pflegepersonal dabei, Veränderungen im Patientenstatus frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren.

Mit dem Datascope Passport 2 + Gas Module SE erhalten Sie ein zuverlässiges, präzises und vielseitiges Überwachungsgerät, das höchste Anforderungen im klinischen Alltag erfüllt und zur Verbesserung der Patientensicherheit beiträgt.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

