



[DATASCOPE PASSPORT 2 MONITOR,](#) [PATIENTENMONITOR -](#) [ÜBERWACHUNGSMONITOR](#)

SKU: HP052025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Datascope Passport 2 Monitor** ist ein hochmoderner **Patientenmonitor**, der speziell für die kontinuierliche Überwachung von Vitalparametern in verschiedenen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Überwachungsgerät bietet eine zuverlässige und präzise Erfassung lebenswichtiger Daten, die sowohl für die Intensiv- als auch für die perioperative Pflege essentiell sind.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Multifunktionale Überwachung:** Der Passport 2 ermöglicht die simultane Messung und Anzeige von wichtigen Vitalparametern wie EKG, Blutdruck (invasiv und nicht-invasiv), Pulsfrequenz, Sauerstoffsättigung (SpO2) sowie Atemfrequenz.
- **Benutzerfreundliches Display:** Ein gut ablesbares, farbiges LCD-Display gewährleistet eine schnelle und klare Übersicht über die Patientendaten, unterstützt durch intuitive Bedienmenüs und Anpassungsmöglichkeiten.
- **Mobilität und Flexibilität:** Das kompakte und leichte Design erlaubt eine unkomplizierte Mobilisierung des Monitors innerhalb der Klinik, ideal für Notfall-, OP- und Intensivstationen.
- **Alarmmanagement:** Integrierte akustische und visuelle Alarme helfen dem medizinischen Personal, kritische Veränderungen im Zustand des Patienten sofort zu erkennen und zeitnah zu reagieren.
- **Datenmanagement und Schnittstellen:** Der Monitor bietet umfassende Möglichkeiten zur Datenaufzeichnung und -speicherung sowie Schnittstellen zur Integration in klinische Informationssysteme, was die Dokumentation und Analyse der Patientendaten erleichtert.
- **Zuverlässigkeit und Sicherheit:** Der Passport 2 entspricht hohen medizinischen Standards und gewährleistet eine sichere und stabile Funktion auch unter anspruchsvollen klinischen Bedingungen.



Anwendungsbereiche:

- Intensivmedizin
- Operationssäle
- Notfallmedizin
- Postoperative Überwachung
- Ambulante und stationäre Überwachung

Der **Datascope Passport 2 Monitor** ist somit ein unverzichtbares Werkzeug zur **optimierten Patientenüberwachung**, das eine schnelle, genaue und umfassende Erfassung lebenswichtiger Parameter sicherstellt und dadurch die patientenorientierte Versorgung maßgeblich unterstützt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

