



DATEX NORMOCAP 200 CAPNOGRAPHIEGERÄT

SKU: Y042018

zzgl. [Versandkosten](#)

DATEX Normocap 200 Capnographiegerät
(Messung im Nebenstrom mit N2O-Messung),

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

DATEX Normocap 200 Capnographiegerät
(Messung im Nebenstrom mit N2O-Messung),

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

