



[DATEX OHMEDA ALADIN 2 ISOFLURANE CASSETTE 1100-9029-000 VAPORIZER](#)

SKU: DI082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Patientenversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Datex Ohmeda Aladin 2 Isoflurane Cassette 1100-9029-000 Vaporizer** ist ein hochpräziser Inhalationsverdampfer, der speziell für die Verabreichung von Isofluran als Anästhetikum entwickelt wurde. Dieses Gerät wird häufig in Operationssälen und Intensivpflegeeinheiten eingesetzt, um eine kontrollierte und sichere Inhalationsanästhesie zu gewährleisten.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Präzise Dosierung:** Der Vaporizer ermöglicht eine exakte Einstellung der Isoflurankonzentration, was eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten erlaubt.
- **Modulares Kassetten-Design:** Die Aladin 2 Kassette ist einfach austauschbar und kann schnell in kompatible Anästhesiesysteme integriert werden, was den Wartungsaufwand minimiert.
- **Sicherheitssysteme:** Integrierte Sicherheitsmechanismen verhindern Fehlfunktionen und sorgen für eine stabile Abgabe des Anästhetikums.
- **Kompatibilität:** Speziell konzipiert für den Einsatz mit Datex Ohmeda Anästhesiegeräten, unterstützt die Kassette eine nahtlose Kommunikation und Steuerung innerhalb des Anästhesiesystems.
- **Robustes Design:** Die Kassette ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen klinischen Bedingungen garantieren.

Anwendungsgebiete:

Der Datex Ohmeda Aladin 2 Isoflurane Vaporizer wird eingesetzt zur:

- Verabreichung von Isofluran während chirurgischer Eingriffe



- Kontrollierten Inhalationsanästhesie in der Intensivmedizin
- Sicherer und zuverlässiger Steuerung der Anästhesietiefe

Technische Spezifikationen:

- Typ: Aladin 2 Isoflurane Kassette
- Artikelnummer: 1100-9029-000
- Anästhetikum: Isofluran
- Kompatibilität: Datex Ohmeda Anästhesiesysteme
- Bedienung: Präzise, stufenlose Einstellbarkeit

Dieses Produkt unterstützt Anästhesisten dabei, eine sichere und effektive Inhalationsanästhesie zu gewährleisten. Die einfache Handhabung und die hohe Genauigkeit machen die Datex Ohmeda Aladin 2 Isoflurane Cassette zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Anästhesiegeräte.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

