



[DATEX OHMEDA TEC 6 PLUS -VAPOR](#)

SKU: EV022025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Datex Ohmeda Tec 6 Plus Vaporizer ist ein Gerät, das in der Anästhesie eingesetzt wird, um präzise Mengen von Anästhesiegasen zu verabreichen. Es handelt sich um einen Dampf-Vaporizer, der speziell für die Verabreichung von Inhalationsanästhetika entwickelt wurde, wie z.B. Isofluran, Desfluran und Sevofluran.

Merkmale und Funktionen:

1. **Präzise Dosierung:** Der Tec 6 Plus ermöglicht eine sehr präzise und zuverlässige Dosierung von Anästhesiegasen, was für eine effektive und sichere Narkose unerlässlich ist.
2. **Kompatibilität:** Es ist speziell entwickelt, um mit modernen Anästhesiegeräten und Narkosemaschinen von Datex Ohmeda und anderen Herstellern kompatibel zu sein.
3. **Technologie:** Der Vaporizer verwendet eine elektronisch gesteuerte Temperaturregelung, um eine konstante Verdampfungstemperatur aufrechtzuerhalten, wodurch die Genauigkeit der Dosis gewährleistet wird.
4. **Sicherheitsfunktionen:** Der Tec 6 Plus ist mit mehreren Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Fehlfunktionen zu minimieren, wie z.B. Fehlalarme bei zu niedrigen Gaskonzentrationen oder Alarmmeldungen bei Anomalien im Verdampfungsprozess.
5. **Langlebigkeit und Stabilität:** Das Gerät wurde für den intensiven Einsatz in Operationssälen konzipiert, wobei es eine lange Lebensdauer und hohe Stabilität bietet.
6. **Einfach zu bedienen:** Das Bedienfeld und die Einstellungen des Vaporizers sind benutzerfreundlich und einfach zu bedienen, was eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Anästhesieverfahren ermöglicht.
7. **Kompaktes Design:** Der Tec 6 Plus hat ein kompaktes Design, das ihn einfach in verschiedene Anästhesiegeräte



zu integrieren macht, ohne dass viel Platz benötigt wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

