



## DEFIBRILLATOR HELIGE MARQUETTE SCP 912

**SKU:** T012014 //FZ102019

zzgl. [Versandkosten](#)

Tragbares Herztherapiegerät für den Notfall

für Netz- und Batteriebetrieb

nur für die unsynchronisierte externe Defibrillation

Abmessungen: BxHxT 332 x 130 x 300mm

Gewicht: 5,8 kg

Impulsdauer bei 50 Ohm Außenwiderstand etwa 4,2 ms

0-350 Joule, mit Akkubetrieb, normaler Gebrauchzustand, wie abgebildet

Dauer der Ladung des Speicherkondensators bei

Energieeinstellung 350 Joule: bei Netzspannung bzw. voll geladener Batterie 11s

Kontrolle der gespeicherten Energie durch Leuchtdioden

Kontrolle des Endes der Speicherung durch Summen

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Defibrillatoren](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Tragbares Herztherapiegerät für den Notfall

für Netz- und Batteriebetrieb



nur für die unsynchronisierte externe Defibrillation

Abmessungen: BxHxT 332 x 130 x 300mm

Gewicht: 5,8 kg

Impulsdauer bei 50 Ohm Außenwiderstand etwa 4,2 ms

0-350 Joule, mit Akkubetrieb, normaler Gebrauchzustand, wie abgebildet

Dauer der Ladung des Speicherkondensators bei Energieeinstellung 350 Joule: bei Netzspannung bzw. voll geladener Batterie 11s

Kontrolle der gespeicherten Energie durch Leuchtdioden

Kontrolle des Endes der Speicherung durch Summen

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

