



[DEPUY SYNTHES 313.93 4 MM HEX 9433438](#)

SKU: CH012025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

DEPUY SYNTHES 313.93 4 mm HEX 9433438 ist ein hochwertiger, präzisionsgefertigter chirurgischer Schraubendreher mit 4 mm Sechskant-Antrieb, der für die sichere und zuverlässige Implantatfixierung in der Osteosynthese entwickelt wurde. Das ergonomische Design gewährleistet eine optimale Kraftübertragung bei minimalem Kraftaufwand, ideal für den Einsatz in der orthopädischen Chirurgie.



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **DEPUY SYNTHES 313.93 4 mm HEX 9433438** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für orthopädische und traumatologische Eingriffe entwickelt wurde. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine präzise Verarbeitung und Langlebigkeit aus, wodurch es den hohen Anforderungen moderner Operationsverfahren gerecht wird.

Produktmerkmale:

- **Durchmesser:** 4 mm – ideal für Anwendungen, bei denen eine exakte Passform erforderlich ist.
- **HEX-Design:** Gewährleistet eine optimale Kraftübertragung und minimiert das Risiko von Abrutschen während des Einsatzes.
- **Materialqualität:** Gefertigt aus erstklassigem, biokompatiblen Edelstahl, der Korrosionsbeständigkeit und Sterilisationsfähigkeit bietet.

- **Kompatibilität:** Entwickelt zur Verwendung mit dem DEPUY SYNTHES Instrumentensystem und Implantaten, was eine nahtlose Integration in bestehende OP-Setups ermöglicht.

Anwendung:

Der DEPUY SYNTHES 4 mm HEX Schraubendreher ist speziell für die präzise Handhabung von Schrauben mit 4 mm Durchmesser konzipiert. Er findet Einsatz in diversen orthopädischen Operationen, insbesondere bei der Fixierung von Knochenplatten und anderen Implantaten. Durch das ergonomische Design lässt sich das Instrument sicher und komfortabel führen, was die Operationszeit verkürzt und die Patientensicherheit erhöht.

Vorteile:

- Hohe Stabilität und Belastbarkeit während der Implantation
- Präzise Passform für 4 mm HEX Schrauben reduziert Beschädigungen am Implantat
- Einfach zu reinigen und zu sterilisieren, unterstützt hygienische Standards im OP
- Langlebige Konstruktion für häufigen Gebrauch ohne Qualitätsverlust

Zusammenfassend stellt das **DEPUY SYNTHES 313.93 4 mm HEX 9433438** ein unverzichtbares Werkzeug für Chirurgen dar, die Wert auf Präzision, Zuverlässigkeit und Sicherheit bei orthopädischen Eingriffen legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

