



## [DORNIER MEDILAS FIBERTOM 5100 LASER // LASER](#)

**SKU:** HF102019

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Laser-Chirurgie-Geräte](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)



info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

