



**DR. LANGE LP2 MINIPHOTOMETER LP2 ZUR
ERMITTLUNG VON ERYTHROCYTEN-
HÄMATOKRIT-UND
HÄMOGLOBINMESSUNGEN INKL NETZTEIL**

SKU: X102015

219,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Zur Ermittlung von Erythrocyten- , Hämatokrit-und
Hämoglobinmessungen Inkl Netzteil

Eine RS232-C-Schnittstelle vorhanden, dazu benötigt man aber
ein Verbindungskabel für den PC das **nicht** vorhanden ist!

Das Photometer eignet sich für Erythrocyten- (Küvetten-Test
LKM 142),
Hämatokrit-(Küvetten-Test LKM 144) und Hämoglobinmessungen
(Küvetten - Test LKM 143) im Blut!

Das Gerät ist in einem einwandfreien Zustand und voll
funktionstüchtig!!

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257





Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur Ermittlung von Erythrocyten-, Hämatokrit- und Hämoglobinmessungen Inkl Netzteil

Eine RS232-C-Schnittstelle vorhanden, dazu benötigt man aber ein Verbindungskabel für den PC das **nicht** vorhanden ist!

Das Photometer eignet sich für Erythrocyten- (Küvetten-Test LKM 142),
Hämatokrit-(Küvetten-Test LKM 144) und Hämoglobinmessungen (Küvetten - Test LKM 143) im Blut!

Das Gerät ist in einem einwandfreien Zustand und voll funktionstüchtig!!

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

