



DR. MACH LED 2SC OP-LEUCHTE LAMPE DECKENSTATIV BEHANDLUNGSLEUCHTE

SKU: GQ072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Dr. Mach LED 2SC OP-Leuchte** am Deckenstativ bietet eine hochmoderne, gleichmäßige Ausleuchtung des Operations- und Behandlungsbereichs mit energieeffizienter LED-Technologie. Sie gewährleistet optimale Sichtverhältnisse durch blendfreies, schattenarmes Licht und unterstützt so präzise medizinische Eingriffe.



Categories: [Op Beleuchtung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

