



## **DR MACH PRAXILA** **UNTERSUCHUNGSLAMPE**

**SKU:** CF032025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Dr Mach Praxila Untersuchungslampe** bietet eine helle, gleichmäßige Beleuchtung für präzise Diagnosen und Untersuchungen in der medizinischen Praxis. Das robuste Design gewährleistet eine lange Lebensdauer und einfache Handhabung für optimalen Behandlungskomfort.



---

**Categories:** [OP- und Untersuchungsleuchten](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Dr. Mach Praxila Untersuchungslampe** ist eine hochwertige Beleuchtungslösung, die speziell für den Einsatz in medizinischen Praxen, Kliniken und anderen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen entwickelt wurde. Sie bietet eine präzise und gleichmäßige Ausleuchtung des Untersuchungsbereichs und unterstützt damit eine sichere und effiziente Diagnostik sowie Behandlung.

### **Leistungsmerkmale:**

- **Hochwertige Lichtquelle:** Die Lampe verfügt über eine langlebige LED-Technologie, die ein blendfreies, tageslichtähnliches Licht mit hoher Farbwiedergabe (CRI > 90) liefert. Dies ermöglicht eine exakte Farberkennung und verbessert die Sicht auf feine Details.
- **Flexible Positionierung:** Durch einen mehrgelenkigen Arm und einen leicht verstellbaren Lampenkopf kann die Leuchte optimal ausgerichtet werden, um den Lichtkegel präzise auf den Untersuchungsbereich zu fokussieren.
- **Ergonomisches Design:** Die Untersuchungslampe ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass sie sich einfach



bedienen lässt und gleichzeitig stabil in der Position bleibt. Das reduziert den Aufwand während der Untersuchung und erhöht den Komfort für medizinisches Personal.

- **Robuste Bauweise:** Das Gehäuse besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung gewährleisten. Die Lampe ist somit ideal für den täglichen Einsatz in anspruchsvollen medizinischen Umgebungen geeignet.
- **Energieeffizienz:** Die moderne LED-Technik sorgt für einen niedrigen Energieverbrauch und reduziert die Betriebskosten.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Allgemeinmedizinische und fachärztliche Untersuchungen
- Dermatologische und dermatovenerologische Behandlungen
- Chirurgische Eingriffe und Wundversorgung
- Zahnmedizinische Untersuchungen
- Pflege und Therapie

Die **Dr. Mach Praxila Untersuchungslampe** unterstützt medizinisches Personal dabei, Untersuchungen präzise und effizient durchzuführen. Durch die Kombination aus optimaler Lichtqualität, flexibler Handhabung und robustem Design stellt sie eine unverzichtbare Ausstattung für jede moderne medizinische Einrichtung dar.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

