



## [DRÄGER BABYLOG 8000 INFANT VENTILATOR FAHRBAR ROLLBAR](#)

**SKU:** EX052025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Neonatologie](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der Dräger Babylog 8000 ist ein präziser Neonaten- und Säuglingsbeatmungsgerät, speziell entwickelt für die intensive Versorgung von Früh- und Neugeborenen. Die fahrbare Variante ist auf einem Rollgestell montiert, ideal für den flexiblen Einsatz auf der Neointensivstation.

Merkmale:

- Druck- und volumenkontrollierte Beatmung
- Geeignet für invasive und nicht-invasive Beatmung
- Hochsensibles Trigger-System für sanfte Beatmung
- Touch-Bedienung mit übersichtlichem Display
- Fahrbares Untergestell mit Bremsrollen

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

