



[DRÄGER BABYMIX 2 BABYLOG 2 BEATMUNGSGERÄT](#)

SKU: BJ082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Babymix 2 Babylog 2 Beatmungsgerät** ist ein spezialisiertes medizintechnisches Gerät, das für die Beatmung von Neugeborenen und Säuglingen entwickelt wurde. Es bietet eine zuverlässige und präzise Unterstützung der Atemfunktion bei kleinen Patienten, die aufgrund von Ateminsuffizienz oder anderen respiratorischen Problemen eine maschinelle Beatmung benötigen.

Dank seiner speziell auf die Bedürfnisse von Früh- und Neugeborenen abgestimmten Technologie gewährleistet das Gerät eine schonende und effiziente Beatmung. Der **Babylog 2** ermöglicht eine Vielzahl von Beatmungsmodi, die individuell an den Zustand des Patienten angepasst werden können. So werden sowohl invasive als auch nicht-invasive Beatmungsverfahren unterstützt.

- **Moderne Beatmungsmodi:** Unterstützte Modi wie CPAP, SIMV, und Druckkontrollierte Beatmung ermöglichen eine flexible Therapiegestaltung.
- **Feinfühligere Sensortechnik:** Präzise Messung von Atemparametern wie Atemfrequenz, Atemvolumen und Atemwegsdruck zur optimalen Überwachung.
- **Intuitive Bedienung:** Benutzerfreundliches Interface mit übersichtlichen Anzeigen sorgt für eine einfache Handhabung durch das medizinische Fachpersonal.



- **Mobile Einsatzfähigkeit:** Kompaktes und leichtes Design, das den Transport und Einsatz auch in verschiedenen klinischen Umgebungen erleichtert.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Alarmer und Notfallmechanismen gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Patienten.

Das Dräger Babymix 2 Babylog 2 ist somit ein unverzichtbares Gerät in der Neonatologie, das durch seine präzise Technik und Anpassungsfähigkeit eine optimale Atemunterstützung bei kleinen Patienten sicherstellt. Es trägt maßgeblich zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse und zur Minimierung von Komplikationen im Rahmen der Beatmungstherapie bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

