



DRÄGER BABYMIX 2 BABYLOG 2 BEATMUNGSGERÄT

SKU: BK082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Babymix 2 Babylog 2 Beatmungsgerät** ist ein spezialisiertes medizinisches Gerät, das für die zuverlässige und schonende Beatmung von Neugeborenen und Frühgeborenen entwickelt wurde. Es kombiniert modernste Technologie mit anwenderfreundlichem Design, um eine präzise und individuell angepasste respiratorische Unterstützung im neonatologischen Bereich zu gewährleisten.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Optimale Beatmung für Neugeborene:** Das Gerät bietet eine Vielzahl von Beatmungsmodi, die speziell auf die Bedürfnisse von Babys abgestimmt sind, darunter kontrollierte, assistierte und spontan unterstützte Beatmung.
- **Präzise Steuerung der Beatmungsparameter:** Einstellungsmöglichkeiten für Atemfrequenz, Tidalvolumen, Inspirationsdruck und Sauerstoffkonzentration ermöglichen eine exakte Anpassung an den Zustand des Patienten.
- **Integrierte Überwachungsfunktionen:** Kontinuierliche Überwachung von Atemwegsdruck, Atemvolumen, Sauerstoffsättigung und anderen kritischen Parametern garantiert eine sichere Anwendung und erleichtert die frühzeitige Erkennung von Veränderungen im Patientenstatus.
- **Sanfte Beatmungstechnologie:** Die innovative Steuerung sorgt für eine schonende Behandlung der empfindlichen Lungen von Frühgeborenen, minimiert das Risiko von Lungenschäden und unterstützt die natürliche Atmung.
- **Ergonomisches und kompaktes Design:** Das Gerät ist platzsparend konzipiert und leicht in der Handhabung, was den Einsatz in der neonatologischen Intensivstation erleichtert.
- **Kompatibilität und Zubehör:** Der Dräger Babymix 2 Babylog 2 ist kompatibel mit diversen Beatmungsschläuchen, Sensoren und Monitoring-Systemen, um eine umfassende Versorgung



sicherzustellen.

Anwendungsbereiche:

Das Beatmungsgerät ist besonders geeignet für den Einsatz in neonatologischen Intensivstationen zur Unterstützung von Babys mit Atemnot, Lungenerkrankungen oder nach operativen Eingriffen. Es unterstützt die medizinischen Fachkräfte dabei, eine individuelle, patientenorientierte Beatmung durchzuführen und dadurch die Genesung zu fördern.

Fazit:

Der **Dräger Babymix 2 Babylog 2** ist ein hochentwickeltes Beatmungsgerät, das durch seine präzise Steuerung, vielseitigen Funktionen und sanfte Beatmungstechnologie maßgeblich zur Verbesserung der Versorgung von Neugeborenen beiträgt. Es bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und Flexibilität in der Behandlung der kleinsten Patienten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

