



[DRÄGER BABYTHERM - WÄRMEBETTCHEN + BABYTHERM 8010 WÄRMEEINHEIT](#)

SKU: V012025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Dräger Babytherm ist ein innovatives Wärmebettchen, das durch die *Babytherm 8010 Wärmeeinheit* eine präzise und schonende Temperaturkontrolle bietet, um Neugeborene optimal zu wärmen und zu stabilisieren. Das System gewährleistet eine sichere und komfortable Umgebung für die thermoregulatorische Unterstützung in der Intensivpflege.



Categories: [Neonatologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Babytherm Wärmebettchen** in Kombination mit der **Babytherm 8010 Wärmeeinheit** stellt eine hochmoderne Lösung zur thermischen Unterstützung von Neugeborenen dar. Speziell entwickelt für den Einsatz auf neonatologischen Intensivstationen bietet dieses System eine präzise und sichere Wärmeversorgung, die den individuellen Bedürfnissen von Früh- und Neugeborenen gerecht wird.

Das Wärmebettchen zeichnet sich durch eine ergonomisch gestaltete Liegefläche aus, die dem Säugling maximalen Komfort und eine optimale Lagerung gewährleistet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und desinfizieren, was höchste Hygienestandards in der klinischen Umgebung sicherstellt.

Die **Babytherm 8010 Wärmeeinheit** ist das Herzstück des Systems und sorgt für eine gleichmäßige, kontrollierte Wärmeabgabe. Dank innovativer Sensortechnologie wird die Temperatur kontinuierlich überwacht und automatisch angepasst, um eine konstante Wohlfühltemperatur zu gewährleisten und Risiken wie Überhitzung oder Auskühlung

zu minimieren.

Wesentliche Merkmale und Vorteile des Trägers Babytherm Wärmebettchens mit der Babytherm 8010 Wärmeeinheit:

- **Präzise Temperaturregelung:** Automatische Anpassung der Wärmezufuhr basierend auf Hauttemperaturmessungen.
- **Sichere Anwendung:** Integrierte Alarmsysteme bei Temperaturabweichungen oder technischen Störungen.
- **Ergonomisches Design:** Optimale Lagerung des Säuglings zur Unterstützung der medizinischen Versorgung.
- **Hohe Hygiene:** Materialien und Oberflächen leicht zu reinigen und resistent gegen Desinfektionsmittel.
- **Flexible Integration:** Kompatibel mit weiterem neonatologischem Equipment und einfach in bestehende Arbeitsabläufe integrierbar.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche für eine einfache Handhabung durch medizinisches Fachpersonal.

Das Dräger Babytherm Wärmebettchen mit der Babytherm 8010 Wärmeeinheit unterstützt Kliniken dabei, die thermoregulatorische Versorgung von Neugeborenen sicher und effektiv zu gestalten. Es trägt maßgeblich zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei und gewährleistet eine behutsame Betreuung der kleinsten Patienten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

