



[DRÄGER BAXTER DESFLURANE D VAPOR](#)

SKU: HA032025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Dräger Baxter Desfluran D Vapor ist ein hochpräzises Gerät, das für die Inhalationsanästhesie in klinischen und chirurgischen Umgebungen verwendet wird. Es bietet eine zuverlässige Möglichkeit, Desfluran sicher zu verdampfen und die Anästhesie während eines chirurgischen Eingriffs genau zu steuern. Das Gerät zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit, Sicherheitsfunktionen und eine effiziente Verdampfung aus und ist eine wertvolle Unterstützung für Anästhesisten bei der Durchführung von Operationen und Eingriffen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

