



[DRÄGER CALEO INCUBATOR, INKUBATOR, SÄUGLINGSINKUBATOR](#)

SKU: AU102025

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Dräger Caleo Incubator** ist ein hochmoderner Säuglingsinkubator, der optimale Wärme- und Feuchtigkeitsbedingungen für die schonende Versorgung von Früh- und Neugeborenen gewährleistet. Durch präzise Steuerung und integrierte Sicherheitstechnologien unterstützt er die bestmögliche Entwicklung und Genesung der kleinen Patienten.



Categories: [Neonatologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Dräger Caleo Incubator** ist ein hochmoderner Säuglingsinkubator, der speziell entwickelt wurde, um frühgeborenen und kritisch kranken Neugeborenen optimale Bedingungen für eine sichere und schonende Versorgung zu bieten. Dieses Gerät vereint innovative Technologien mit benutzerfreundlichem Design, um eine präzise Kontrolle der Umweltparameter zu gewährleisten und so die bestmögliche Entwicklung der Säuglinge zu unterstützen.

Funktionen und Merkmale:

- **Präzise Temperaturregelung:** Der Inkubator bietet eine exakte Steuerung der Umgebungstemperatur, um die Körpertemperatur des Neugeborenen stabil zu halten und den Energieverbrauch zu minimieren.
- **Optimale Luftfeuchtigkeit:** Eine kontrollierte Luftfeuchtigkeit verhindert Austrocknung der Haut und Schleimhäute und unterstützt die Hautbarrierefunktion der Säuglinge.
- **Modernes Klimamanagement:** Das integrierte Klimasystem sorgt für eine homogene Verteilung von Wärme



und Feuchtigkeit im Innenraum, wodurch das Risiko von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen reduziert wird.

- **Ergonomisches Design:** Der Inkubator ist mit großen Sichtfenstern ausgestattet, die eine optimale Beobachtung des Säuglings ermöglichen, ohne den Inkubator öffnen zu müssen. Zudem erleichtern praktische Zugänge und Schiebetüren die Pflege und medizinische Versorgung.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Die intuitive Steuerung ermöglicht eine einfache Einstellung und Überwachung aller Parameter, unterstützt durch übersichtliche Anzeigen und Alarmfunktionen.
- **Integrierte Sicherheitssysteme:** Umfassende Alarmer und Sicherheitsmechanismen gewährleisten den Schutz des Neugeborenen und informieren das Pflegepersonal bei Abweichungen von den Sollwerten.
- **Flexibilität und Erweiterbarkeit:** Der Dräger Caleo Incubator lässt sich an verschiedene klinische Anforderungen anpassen und bietet Optionen für die Integration weiterer medizinischer Geräte.

Anwendungsbereiche:

Der Dräger Caleo Incubator eignet sich ideal für den Einsatz in neonatologischen Intensivstationen, Geburtskliniken und anderen medizinischen Einrichtungen, die eine spezialisierte Betreuung von Früh- und Neugeborenen benötigen. Durch seine präzise Steuerung der Umgebungsbedingungen unterstützt er die Reduktion von Komplikationen und fördert eine stabile Entwicklung in der kritischen Anfangsphase.

Fazit:

Mit dem **Dräger Caleo Incubator** erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges und technisch ausgereiftes Gerät, das höchste Anforderungen an Sicherheit und Komfort erfüllt. Durch seine innovativen Funktionen trägt der Inkubator maßgeblich dazu bei, die Überlebenschancen und das Wohlbefinden der kleinsten Patienten zu verbessern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

