



## **DRÄGER CF 800 - CF800 - CPAP BEATMUNGSGERÄT FÜR SPONTANATMUNG**

**SKU:** DR062025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Dräger CF 800** ist ein zuverlässiges CPAP-Beatmungsgerät, das speziell für die Unterstützung der Spontanatmung entwickelt wurde. Es bietet eine präzise Druckkontrolle und gewährleistet eine komfortable und effektive Atemtherapie bei Patienten mit obstruktiven Atemwegserkrankungen.



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#)

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

