



## [DRAEGER DRÄGER 8000NC 8000 NC INCUBATOR INKUBATOR](#)

**SKU:** GW052025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Der Dräger 8000NC Inkubator** bietet präzise Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle für die optimale Versorgung von Neugeborenen in der Neonatologie. Mit modernster Technologie gewährleistet er eine sichere und stabile Umgebung zur Unterstützung der frühkindlichen Entwicklung.



---

**Categories:** [Neonatologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Dräger 8000NC Inkubator** ist ein hochentwickeltes medizinisches Gerät, das speziell für die sichere und optimale Versorgung von Neugeborenen und Frühgeborenen konzipiert wurde. Er bietet eine kontrollierte, sterile und thermisch stabile Umgebung, die essenziell für das Wohlbefinden und die Entwicklung der kleinen Patienten ist.

### Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Präzise Temperaturkontrolle:** Der Inkubator gewährleistet eine exakte Regulierung der Umgebungstemperatur, um eine konstante Körpertemperatur der Neugeborenen zu unterstützen und Hypothermie zu vermeiden.
- **Optimale Luftfeuchtigkeit:** Durch integrierte Feuchtigkeitsregelung wird die Haut der Säuglinge vor Austrocknung geschützt, was insbesondere bei Frühgeborenen von großer Bedeutung ist.
- **Ergonomisches Design:** Die großzügige Innenkammer mit leicht zugänglichen Klappen ermöglicht eine schonende und einfache Pflege sowie medizinische Interventionen, ohne den Inkubator öffnen zu müssen.
- **Hochwertige Materialien:** Die Verwendung biokompatibler und leicht zu desinfizierender Materialien



garantiert eine hygienische Umgebung und minimiert das Infektionsrisiko.

- **Intuitive Bedienung:** Ein benutzerfreundliches Bedienfeld mit digitaler Anzeige ermöglicht eine einfache Einstellung und Überwachung der Parameter durch das medizinische Personal.
- **Sicherheitsfunktionen:** Alarmfunktionen bei Abweichungen von eingestellten Werten sorgen für sofortige Aufmerksamkeit und Intervention, um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Dräger 8000NC Inkubator wird vor allem in neonatologischen Stationen, Kinderkliniken und spezialisierten Pflegeeinrichtungen verwendet. Er ist ideal für die Betreuung von Frühgeborenen, kranken Neugeborenen oder Säuglingen mit besonderen medizinischen Bedürfnissen.

### **Vorteile auf einen Blick:**

- Schaffung einer stabilen und kontrollierten Umgebung für Neugeborene
- Verbesserte Überlebenschancen und Entwicklungsmöglichkeiten bei Frühgeborenen
- Erleichterung der Pflege durch ergonomisches und durchdachtes Design
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch hochwertige Technik

Der **Dräger 8000NC** Inkubator ist somit eine erstklassige Lösung für medizinische Einrichtungen, die höchste Standards bei der Versorgung von Neugeborenen erfüllen möchten. Seine durchdachten Funktionen und die präzise Technik machen ihn zu einem unverzichtbaren Gerät in der modernen Neonatologie.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

