



DRÄGER DRAEGER CARINA BEATMUNGSGERÄT

SKU: E102025 - HM032026

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Carina Beatmungsgerät** ist ein hochmodernes, multifunktionales Beatmungssystem, das speziell für die Langzeitbeatmung von Patienten entwickelt wurde. Es eignet sich sowohl für klinische Einrichtungen als auch für den Einsatz in der häuslichen Pflege und gewährleistet eine zuverlässige, patientenorientierte Beatmung.

Dank seiner flexiblen und intuitiven Bedienoberfläche ermöglicht das Carina eine präzise Anpassung der Beatmungsparameter an die individuellen Bedürfnisse des Patienten. Das Gerät unterstützt verschiedene Beatmungsmodi, darunter:

- **kontrollierte Beatmung (CMV)**
- **assistierte Beatmung (ACV)**
- **Spontanatmung mit Unterstützung (SIMV)**
- **druckunterstützte Spontanatmung (PSV)**

Besondere Merkmale des Dräger Carina Beatmungsgeräts umfassen:

- **präzise Steuerung der Atemvolumina und Atemfrequenz** zur optimalen Anpassung an den Patientenstatus
- **integrierte Alarmsysteme** für Sicherheit und frühzeitige Erkennung von Störungen



- **ergonomisches Design** für einfache Handhabung und Mobilität
- **kompatibel mit verschiedenen Patientenschläuchen und Zubehör** für flexible Einsatzmöglichkeiten
- **leichte Reinigung und Wartung** durch modularen Aufbau

Das Gerät zeichnet sich durch seine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus und erfüllt sämtliche Anforderungen an moderne Beatmungsgeräte gemäß den aktuellen medizinischen Standards und Normen. Es unterstützt die kontinuierliche Überwachung der Beatmungsparameter und ermöglicht so eine optimale Versorgung der Patienten.

Zusammenfassend bietet das **Dräger Carina Beatmungsgerät** eine exzellente Kombination aus Funktionalität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, die es zu einem unverzichtbaren Instrument in der respiratorischen Therapie macht.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

