




[DRÄGER DRAEGER CARINA BEATMUNGSGERÄT](#)

SKU: EW042025

zzgl. [Versandkosten](#)

Dräger Carina ist ein hochmodernes Beatmungsgerät, das speziell für die Langzeitbeatmung von Patienten entwickelt wurde. Es gewährleistet durch präzise Steuerung und zuverlässige Überwachung eine optimale Atemunterstützung in klinischen Umgebungen.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Carina Beatmungsgerät** ist ein hochmodernes, transportables Beatmungssystem, das speziell für die Langzeitbeatmung von Patienten konzipiert wurde. Es vereint innovative Technologie mit einfacher Bedienbarkeit und gewährleistet eine zuverlässige und patientenorientierte Atemunterstützung sowohl im klinischen Umfeld als auch in der häuslichen Pflege.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Vielseitige Beatmungsmodi:** Das Gerät unterstützt eine Vielzahl von Beatmungsmodi, darunter kontrollierte, assistierte und spontane Beatmung, um den individuellen Bedürfnissen des Patienten gerecht zu werden.
- **Intuitive Bedienoberfläche:** Das übersichtliche Farbdisplay ermöglicht eine einfache Einstellung und Überwachung der Beatmungsparameter, wodurch die Bedienung auch unter anspruchsvollen Bedingungen erleichtert wird.
- **Mobilität und Flexibilität:** Dank seines kompakten und leichten Designs eignet sich das Carina besonders für den mobilen Einsatz, etwa auf Intensivstationen, in Notfallsituationen oder bei der häuslichen Langzeitbeatmung.



- **Integrierte Alarmsysteme:** Um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten, verfügt das Gerät über umfassende Alarmfunktionen, die bei kritischen Abweichungen von den eingestellten Parametern sofort warnen.
- **Lange Batterielaufzeit:** Die leistungsstarke Batterie ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb über mehrere Stunden, was besonders bei Transporten oder Stromausfällen von Vorteil ist.

Technische Spezifikationen:

- Beatmungsmodi: CMV, SIMV, PSV, CPAP u. a.
- Inspiratorischer Druckbereich: 5–60 cmH₂O
- Atemfrequenz: 1–80 Atemzüge pro Minute
- Volumen Anpassung: 50–1500 ml
- Grafische Darstellung von Beatmungsmustern und Trends
- Externe Schnittstellen zur Integration in klinische Netzwerke

Indikationen: Das Dräger Carina Beatmungsgerät ist ideal geeignet für Patienten mit akutem und chronischem Atemversagen, insbesondere bei chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, neuromuskulären Erkrankungen oder nach Operationen, die eine maschinelle Beatmung erfordern.

Fazit: Mit dem Dräger Carina erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges und vielseitiges Beatmungsgerät, das durch seine Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Mobilität überzeugt. Es trägt maßgeblich zur Verbesserung der Patientenversorgung bei und unterstützt eine individuell angepasste Beatmungstherapie.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

