



DRÄGER DRAGER 2M86631 **DRUCKMINDERER**

SKU: BD102025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Patientenversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Dräger 2M86631 Druckminderer** ist ein hochpräzises, zuverlässiges Gerät, das speziell für den Einsatz in medizinischen und klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Er dient zur sicheren und kontrollierten Reduktion des Drucks von medizinischen Gasen, um eine konstante und präzise Gasversorgung für Patienten zu gewährleisten.

Technische Merkmale und Anwendung:

- **Präzise Druckregelung:** Der Druckminderer sorgt für eine stabile Druckabsenkung, was besonders wichtig ist, um die Sicherheit und Wirksamkeit der medizintechnischen Geräte zu gewährleisten.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, garantiert das Gerät eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
- **Einfache Handhabung:** Der Druckminderer ist ergonomisch gestaltet, um eine unkomplizierte Installation und Bedienung zu ermöglichen, was den Arbeitsablauf im klinischen Alltag erleichtert.
- **Kompatibilität:** Entwickelt für den Einsatz mit verschiedenen medizinischen Gasen, einschließlich Sauerstoff, Stickstoff und anderen lebenswichtigen Gasen, die in Krankenhäusern und Notfallsituationen verwendet werden.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Sicherheitsmechanismen verhindern Überdruck und gewährleisten somit den Schutz von Patienten und medizinischem Personal.

Anwendungsbereiche:

- Krankenhäuser und Kliniken
- Ambulante Versorgung
- Notfallmedizin und Rettungsdienste



- Anästhesie und Intensivmedizin

Der **Dräger 2M86631 Druckminderer** erfüllt die hohen gesetzlichen und medizinischen Standards und ist ein unverzichtbares Instrument zur Gewährleistung der Sicherheit und Effizienz in der medizinischen Gasversorgung. Durch seine präzise Regulierung trägt er maßgeblich zur optimalen Patientenversorgung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

