



**DRÄGER DRAGER 2M86631-
DRUCKREDUZIERVENTIL VENTIL -
DRUCKMINDERER**

SKU: LZ032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Dräger 2M86631 Druckreduzierventil ist ein zuverlässiges Ventil zur präzisen Druckminderung in medizinischen Gasversorgungssystemen. Es gewährleistet eine stabile und sichere Druckregulierung zur optimalen Patientenversorgung.



Categories: [Patientenversorgung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

