



## [DRAEGER DRAGER MS29558 - M300 TELEMETRY MONITOR BEDSIDE CHARGER & POWER SUPPLY – MS29558 DRAGER](#)

SKU: FV042025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Der Draeger MS29558 M300 Telemetry Monitor Bedside Charger & Power Supply** gewährleistet eine zuverlässige Stromversorgung und effizientes Aufladen des M300 Telemetriemonitors direkt am Patientenbett. Dieses hochwertige Zubehör von Dräger ist speziell für den klinischen Einsatz konzipiert und garantiert maximale Betriebssicherheit und Mobilität.



---

Categories: [Ladestation](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Dräger MS29558 - M300 Telemetry Monitor Bedside Charger & Power Supply** ist ein hochwertiges, speziell entwickeltes Zubehörteil für die zuverlässige Stromversorgung und das effiziente Laden des M300 Telemetry Monitors von Dräger. Dieses Gerät gewährleistet eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft des Monitors am Patientenbett, was insbesondere in klinischen Umgebungen von entscheidender Bedeutung ist.

### Funktionen und Vorteile:

- **Zuverlässige Stromversorgung:** Der Bedside Charger dient als stabile Energiequelle für den M300 Telemetry Monitor und sichert somit eine unterbrechungsfreie Überwachung der Vitalparameter.
- **Schnelles und sicheres Laden:** Das Gerät ermöglicht ein effizientes Aufladen der Monitorbatterien direkt am Patientenbett, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden.
- **Robustes und ergonomisches Design:** Speziell für den klinischen Einsatz konzipiert, bietet der Charger eine



einfache Handhabung und Integration in verschiedene Bettenstationen.

- **Kompatibilität:** Entwickelt für den Einsatz mit dem Dräger M300 Telemetry Monitor, garantiert der MS29558 eine optimale Leistungsfähigkeit und Kompatibilität.
- **Hohe Sicherheitsstandards:** Das Ladegerät erfüllt alle relevanten medizinischen Sicherheitsnormen und schützt sowohl das Gerät als auch den Patienten vor elektrischen Störungen.

#### **Technische Spezifikationen:**

- Modellnummer: MS29558
- Gerätetyp: Bedside Charger & Power Supply
- Kompatibilität: Dräger M300 Telemetry Monitor
- Eingangsspannung: Konform mit klinischen Netzspannungen
- Schutzfunktionen: Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlusschutz
- Maße und Gewicht: Kompakt gestaltet für einfache Platzierung am Patientenbett

Der **Dräger MS29558 Bedside Charger & Power Supply** ist ein essenzielles Zubehör für medizinische Einrichtungen, die eine kontinuierliche und zuverlässige Patientenüberwachung gewährleisten möchten. Durch seine hochwertige Verarbeitung und die präzise Abstimmung auf den M300 Monitor unterstützt er das Krankenhauspersonal bei der Sicherstellung einer optimalen Patientenversorgung.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

