



DRÄGER DRAGER SEKRETBEHÄLTER ABSAGBEHÄLTER FÜR NARKOSEGERÄTE

SKU: CB122025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Patientenversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dräger bietet für seine Narkosegeräte und Absaugsysteme sowohl Mehrweg- als auch Einweg-Sekretbehälter an, die speziell für die hygienische Aufnahme von Körperflüssigkeiten während medizinischer Eingriffe entwickelt wurden. Gängige Modelle und Typen

- **Standard-Sekretflasche (700 ml):** Gefertigt aus robustem Polysulfon (PSU), ist dieser Behälter für alle Standard-Absaugungen von Dräger geeignet. Er ist autoklavierbar und somit als Mehrwegprodukt konzipiert.
- **VacuSmart® Einweg-System:** Eine geschlossene Einweg-Kartusche (700 ml), die direkt in die Dräger-Absaugvorrichtungen passt. Sie minimiert das Risiko von Kreuzkontaminationen und ist auch in einer **Gel-Variante** erhältlich, die Flüssigkeiten zur sicheren Entsorgung verfestigt.
- **ATMOS Einweg-Absaugsystem:** Dräger kooperiert zudem mit ATMOS für flexible Einweg-Systeme in den Größen **1 Liter, 2 Liter und 3 Liter**. Diese bestehen aus stabilen Außengehäusen aus Polycarbonat und reißfesten Innenbeuteln.

Merkmale und Sicherheit

- **Überlaufsicherung:** Moderne Systeme wie das VacuSmart® verfügen über integrierte hydrophobe Filter, die den Saugvorgang stoppen, sobald die maximale Kapazität erreicht ist.
- **Materialien:** Dräger setzt auf hochwertige, biokompatible Materialien (z. B. PSU oder Polycarbonat), die beständig gegen klinische Desinfektionsmittel sind.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

