



## [DRÄGER DRAGER VOLUMETER 2000](#)

SKU: AG122025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Dräger Volumeter 2000** ist ein präzises medizinisches Messgerät zur genauen Erfassung von Atemvolumina bei Patienten. Es überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit und einfache Handhabung, ideal für den Einsatz in klinischen und intensivmedizinischen Umgebungen.



---

Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Volumeter 2000** ist ein präzises und zuverlässiges Messgerät, das speziell zur Bestimmung des Atemminutenvolumens sowie weiterer respiratorischer Parameter entwickelt wurde. Es findet breite Anwendung in der Intensivmedizin, Anästhesie sowie in der Lungenfunktionsdiagnostik.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Exakte Volumenmessung:** Das Volumeter 2000 ermöglicht eine präzise Erfassung des Atemvolumens in Echtzeit, was eine genaue Überwachung der Patiententilung sicherstellt.
- **Robustes Design:** Das Gerät zeichnet sich durch ein langlebiges und leicht zu reinigendes Gehäuse aus, das auch im klinischen Alltag hohen Anforderungen gerecht wird.
- **Einfache Handhabung:** Intuitive Bedienoberfläche und gut ablesbare Skalen gewährleisten eine schnelle und unkomplizierte Anwendung durch medizinisches Fachpersonal.
- **Kompatibilität:** Das Volumeter 2000 lässt sich problemlos in bestehende Beatmungssysteme integrieren und unterstützt vielfältige Adapteroptionen.
- **Vielfältige Messparameter:** Neben dem Atemminutenvolumen können auch Tidalvolumen sowie Atemfrequenz zuverlässig erfasst werden.



### **Anwendungsbereiche:**

- Überwachung der Atemmechanik bei Patienten auf der Intensivstation
- Unterstützung bei der Einstellung von Beatmungsgeräten
- Lungenfunktionsdiagnostik und Atemtherapie
- Evaluierung der Wirksamkeit von Atemübungen und Therapien

### **Vorteile des Dräger Volumeter 2000:**

- Verbesserte Patientensicherheit durch genaue und zuverlässige Messdaten
- Erleichterte klinische Entscheidungen dank übersichtlicher Darstellung der Messwerte
- Minimale Wartung dank robustem Aufbau und hochwertiger Materialien
- Ergonomisches Design für den täglichen Gebrauch in medizinischen Einrichtungen

Das **Dräger Volumeter 2000** ist somit ein unverzichtbares Instrument zur Unterstützung der patientenorientierten Beatmungsüberwachung und trägt maßgeblich zur Optimierung der Atemtherapie bei.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

