



DRÄGER INFINITY DELTA
PATIENTENMONITOR MIT ZUBEHÖR +
DRÄGER INFINITY DOCKING STATION
5206110

SKU: FF022025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Dräger Infinity Delta Patientenmonitor ist ein hochpräzises, zuverlässiges und flexibles Gerät, das für die Überwachung von Patienten in einer Vielzahl von medizinischen Umgebungen konzipiert wurde. Die Kombination mit der Dräger Infinity Docking Station sorgt für eine effiziente Datenverwaltung und eine kontinuierliche Einsatzbereitschaft des Geräts, während gleichzeitig eine benutzerfreundliche Handhabung und eine vollständige Patientenüberwachung gewährleistet wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

