



DRÄGER - OXYLOG 3000 - NOTFALLBEATMUNGSGERÄT DEFEKT

SKU: EF072024

~~3.199,00 €~~ **2.106,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Notfallbeatmungsgerät](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Dräger Oxylog 3000 ist ein tragbares Notfallbeatmungsgerät, das speziell für den Einsatz in der Notfallmedizin und im Rettungsdienst entwickelt wurde. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des Oxylog 3000:

1. **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist, auch unter stressigen Bedingungen. Es verfügt über ein intuitives Bedienfeld und klare Anzeigen.
2. **Vielseitige Beatmungsmodi:** Der Oxylog 3000 bietet verschiedene Beatmungsmodi, darunter kontrollierte Beatmung (CMV), assistierte Beatmung (ACV) und druckgesteuerte Beatmung (PCV). Dies ermöglicht eine Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten.
3. **Kompakte Bauweise:** Das Gerät ist leicht und tragbar, was es ideal für den Einsatz im Rettungsdienst macht. Es kann einfach transportiert werden und benötigt nicht viel Platz.
4. **Energieversorgung:** Der Oxylog 3000 kann sowohl mit Netzstrom als auch mit Batterien betrieben werden, was eine flexible Nutzung in verschiedenen Umgebungen ermöglicht.
5. **Sicherheitsfunktionen:** Das Gerät verfügt über verschiedene Sicherheitsmechanismen, um sicherzustellen, dass die Beatmung effektiv und sicher durchgeführt wird.
6. **Datenaufzeichnung:** Einige Modelle bieten die Möglichkeit zur Aufzeichnung von Beatmungsdaten, die für die spätere Analyse oder Dokumentation nützlich sein können.

Das Dräger Oxylog 3000 ist ein bewährtes Gerät in der Notfallmedizin und wird häufig von Rettungsdiensten und in Notaufnahmen eingesetzt.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

