



[DRÄGER SEKRETFLASCHE 700 ML FÜR NARKOSEGERÄTE 2M85594](#)

SKU: L112025

zzgl. [Versandkosten](#)

Die Dräger Sekretflasche 700 ml (Art.-Nr. 2M85594) ist speziell für den Einsatz an Narkosegeräten konzipiert und gewährleistet eine sichere und hygienische Sekretabsaugung. Sie überzeugt durch robustes Material und passgenauen Anschluss, um eine zuverlässige Funktion im klinischen Alltag sicherzustellen.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Dräger Sekretflasche 700 ml** (Artikelnummer 2M85594) ist ein speziell entwickeltes Zubehörteil für Narkosegeräte, das eine effektive Sammlung und sichere Aufbewahrung von Sekreten während der Anästhesie ermöglicht. Dieses Produkt ist für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen konzipiert und unterstützt das Pflegepersonal bei der Einhaltung hoher Hygienestandards.

Die Sekretflasche zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- **Volumen:** 700 ml – ausreichend für die Erfassung größerer Sekretmengen während eines Eingriffs.
- **Kompatibilität:** Speziell abgestimmt auf Dräger Narkosegeräte, ermöglicht eine einfache und sichere Integration in das bestehende System.
- **Materialqualität:** Hergestellt aus medizinisch zertifiziertem, transparentem Kunststoff, der eine klare Sicht auf die Sekretmenge gewährleistet und eine einfache Kontrolle erlaubt.
- **Hygienisches Design:** Die Flasche ist mit einem auslaufsicheren Verschluss ausgestattet, der das Risiko von Kontaminationen minimiert und die sichere Entsorgung des Sekrets erleichtert.



- **Einfache Handhabung:** Durch die ergonomische Form und das geringe Gewicht lässt sich die Sekretflasche problemlos handhaben und austauschen.

Die Dräger Sekretflasche ist ein unverzichtbares Verbrauchsmaterial, das zur Sicherstellung einer hygienischen und effizienten Narkosebehandlung beiträgt. Sie unterstützt die präzise Überwachung und Kontrolle der Sekretmenge und trägt somit zur Patientensicherheit bei.

Zusammenfassung der Vorteile:

- Optimale Passform für Dräger Narkosegeräte
- Hohe Materialqualität und Transparenz
- Auslaufsicherer Verschluss für maximale Hygiene
- Großzügiges Fassungsvermögen von 700 ml
- Einfache und sichere Handhabung im klinischen Alltag

Die Dräger Sekretflasche 700 ml (2M85594) ist somit eine zuverlässige Lösung für die Sammlung von Sekreten während der Anästhesie und unterstützt medizinisches Personal bei der Erfüllung ihrer anspruchsvollen Aufgaben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

