



## [DRÄGER VAPOR 2000 FÜR SEVOFLURANE](#) [SEVORANE VAPORISER – VERDAMPFER](#)

**SKU:** ET062025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Dräger Vapor 2000 für Sevoflurane (Sevorane) Vaporiser** ist ein präziser und zuverlässiger Verdampfer, der eine exakte Dosierung von Sevofluran zur Inhalationsanästhesie ermöglicht. Das robuste Design gewährleistet eine einfache Handhabung und hohe Sicherheit im klinischen Einsatz.



---

**Categories:** [Anästhesie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Dräger Vapor 2000 für Sevoflurane (Sevorane)** ist ein hochpräziser medizinischer Verdampfer, der speziell für die Verabreichung von Sevofluran entwickelt wurde. Dieses Gerät gewährleistet eine sichere, zuverlässige und exakte Dosierung des Anästhetikums, um eine optimale Narkoseführung während chirurgischer Eingriffe zu ermöglichen.

### Technische Merkmale und Funktionalität:

- **Präzise Dosierung:** Der Vapor 2000 ist darauf ausgelegt, die Konzentration von Sevofluran exakt und konstant zu halten, was für die Steuerung der Narkosetiefe entscheidend ist.
- **Kompatibilität:** Speziell kalibriert für Sevofluran (Handelsname Sevorane), um eine optimale Verdampfung und Wirkstoffabgabe sicherzustellen.
- **Robustes Design:** Das Gehäuse und die internen Komponenten sind auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter den anspruchsvollen Bedingungen eines Operationssaals ausgelegt.
- **Einfache Handhabung:** Intuitive Bedienelemente ermöglichen eine schnelle Einstellung und Anpassung der



gewünschten Anästhesiekonzentration.

- **Sicherheit:** Integrierte Sicherheitsmechanismen verhindern Fehlbedienungen und gewährleisten die Einhaltung medizinischer Standards.
- **Einfache Wartung:** Das Gerät ist wartungsfreundlich konstruiert, was die Reinigung und den Austausch von Verschleißteilen erleichtert.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Dräger Vapor 2000 für Sevoflurane wird in allen Bereichen der Anästhesie eingesetzt, in denen eine kontrollierte Inhalationsnarkose erforderlich ist, darunter:

- Ambulante und stationäre Operationen
- Intensivmedizinische Sedierungen
- Kindernarkosen dank der schnellen Anflut- und Abfluteigenschaften von Sevofluran

### **Vorteile des Dräger Vapor 2000 für Sevoflurane:**

- Hohe Genauigkeit bei der Abgabe von Sevofluran
- Robuste und langlebige Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen klinischen Umgebungen
- Einfache Integration in bestehende Anästhesiesysteme
- Optimale Patientensicherheit durch zuverlässige Funktionalität

Zusammenfassend ist der **Dräger Vapor 2000 für Sevoflurane** ein unverzichtbares Gerät für Anästhesisten, die Wert auf Sicherheit, Präzision und Bedienkomfort legen. Er unterstützt eine effektive Narkoseführung und trägt somit maßgeblich zum Behandlungserfolg bei.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

