



## **DRÄGER CF-800 RESPIRATOR // BEATMUNGSGERÄT FÜR SPONTANATMUNG**

**SKU:** F112018 // E112018 // EA042019-K //  
C062022  
**499,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Dräger CF-800 Respirator** ist ein hochmodernes Beatmungsgerät, das speziell für die Unterstützung der Spontanatmung entwickelt wurde und eine präzise, patientenorientierte Atemtherapie gewährleistet. Es überzeugt durch intuitive Bedienung und zuverlässige Leistung in klinischen Notfallsituationen.



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Dräger CF-800 Respirator** ist ein hochmodernes Beatmungsgerät, das speziell für die Unterstützung der **Spontanatmung** bei Patienten entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen, einschließlich Intensivstationen, Notfallmedizin und Transportmedizin.

Dieses Beatmungsgerät zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und Benutzerfreundlichkeit aus, wodurch eine schnelle und präzise Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Patienten gewährleistet wird. Der Dräger CF-800 unterstützt sowohl kontrollierte als auch assistierte Beatmungsmodi, die eine optimale Versorgung bei verschiedensten respiratorischen Anforderungen ermöglichen.

### **Eigenschaften und Vorteile des Dräger CF-800 Respirators:**

- **Unterstützung der Spontanatmung:** Das Gerät erkennt und unterstützt die Eigenatmung des Patienten, was die patientenzentrierte Beatmung fördert und die Weaning-Prozesse erleichtert.



- **Vielfältige Beatmungsmodi:** Inklusive CPAP, PSV, SIMV und weitere Modi, um individuell auf die klinische Situation einzugehen.
- **Intuitive Bedienoberfläche:** Ein klar strukturiertes Display und einfache Bedienelemente ermöglichen eine schnelle Einstellung und Überwachung der Beatmungsparameter.
- **Umfassende Überwachungsfunktionen:** Kontinuierliche Messung von Atemfrequenz, Atemvolumen, Atemwegsdruck und weiteren relevanten Parametern zur sicheren Patientenversorgung.
- **Robust und mobil:** Durch das kompakte Design und das geringe Gewicht ist das Gerät ideal für den Einsatz im Transport und in verschiedenen klinischen Bereichen geeignet.
- **Hohe Zuverlässigkeit:** Modernste Technik und bewährte Komponenten sorgen für eine langlebige und sichere Anwendung.

Der Dräger CF-800 Respirator unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, die Atemfunktion von Patienten effektiver zu steuern und zu überwachen. Dank seiner präzisen Sensorik und flexiblen Einstellungen trägt er maßgeblich zur Verbesserung der Patientensicherheit und des Behandlungserfolgs bei.

#### **Technische Highlights:**

- Anpassbare Beatmungsparameter zur individuellen Patientenversorgung
- Integrierte Alarmsysteme für kritische Ereignisse
- Kompatibilität mit externen Monitoren und Datenmanagement-Systemen
- Leicht zu reinigende und wartungsfreundliche Bauweise

Zusammenfassend ist der **Dräger CF-800 Respirator** ein zuverlässiges und vielseitiges Beatmungsgerät, das durch seine fortschrittliche Technologie und einfache Handhabung eine optimale Unterstützung der Spontanatmung gewährleistet und somit einen wertvollen Beitrag zur modernen Patientenversorgung leistet.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

