



**DRÄGER DRÄGER BABYLOG 8000 PLUS -
8000PLUS + FISHER PAYKEL MR700
ENTFEUCHTER**

SKU: DW072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Dräger Babylog 8000 plus ist ein hochentwickeltes Beatmungsgerät für Neugeborene, das präzise und zuverlässige Unterstützung in der Neonatologie bietet. In Kombination mit dem *Fisher & Paykel MR700 Entfeuchter* gewährleistet es eine optimale Atemluftbefeuchtung und -entfeuchtung, um die Atemwege der kleinen Patienten bestmöglich zu schützen.



Categories: [Narkose und Beatmung](#), [Neonatologie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

