



DRÄGER DRÄGER BABYLOG 8000 PLUS + FISHER PAYKEL MR700 ENTFEUCHTER

SKU: EQ042025

zzgl. [Versandkosten](#)

Dräger Babylog 8000 plus ist ein hochentwickeltes Neonatal-Beatmungsgerät, das präzise und schonende Beatmung für Früh- und Neugeborene gewährleistet. Der **Fisher & Paykel MR700 Entfeuchter** ergänzt das System durch effektive Befeuchtung und Konditionierung der Atemluft, um optimale Therapieergebnisse zu unterstützen.



Categories: [Neonatologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Babylog 8000 plus** ist ein hochmodernes, innovatives Beatmungssystem, das speziell für die Bedürfnisse von Neugeborenen und Säuglingen in der Intensivpflege entwickelt wurde. Es bietet eine präzise und flexible Beatmung, die sich optimal an die individuellen Anforderungen der kleinen Patienten anpasst.

Hauptmerkmale des Dräger Babylog 8000 plus:

- **Moderne Beatmungsmodi:** Unterstützung zahlreicher Beatmungsformen, darunter konventionelle, nicht-invasive und Hochfrequenzbeatmung, zur optimalen Versorgung von Früh- und Neugeborenen.
- **Erweiterte Überwachung:** Integrierte Sensorik und umfassende Monitoring-Funktionen ermöglichen eine kontinuierliche Beobachtung von Atemvolumen, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung und weiteren wichtigen Parametern.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Touchscreen-Bedienung mit übersichtlicher Menüführung erleichtert die Einstellung und Anpassung der Beatmungsparameter.
- **Höchste Patientensicherheit:** Automatische Alarmsysteme und integrierte Sicherheitstechnologien



gewährleisten eine zuverlässige und schonende Beatmung.

- **Flexibles Design:** Kompaktes und mobiles Gerät für den Einsatz in verschiedensten klinischen Umgebungen.

Der **Fisher & Paykel MR700 Entfeuchter** ist ein speziell für den Einsatz in Kombination mit Beatmungsgeräten entwickeltes Befeuchtungssystem, das eine optimale Luftbefeuchtung sicherstellt und somit die Atemwege der Patienten schützt.

Eigenschaften des Fisher & Paykel MR700 Entfeuchters:

- **Effiziente Luftbefeuchtung:** Liefert eine konstante, physiologisch angepasste Feuchtigkeit, um Austrocknung der Atemwege zu verhindern und den Patientenkomfort zu erhöhen.
- **Präzise Temperaturkontrolle:** Die integrierte Temperaturregelung sorgt für eine gleichmäßige Erwärmung der Atemluft.
- **Kompatibilität:** Speziell abgestimmt auf Beatmungsgeräte wie den Dräger Babylog 8000 plus, um eine nahtlose Integration und optimale Funktion zu gewährleisten.
- **Hygienisches Design:** Einfach zu reinigen und zu desinfizieren, um höchste hygienische Standards in der klinischen Anwendung sicherzustellen.

Zusammenfassung:

Das Zusammenspiel aus dem *Dräger Babylog 8000 plus* Beatmungsgerät und dem *Fisher & Paykel MR700 Entfeuchter* bietet eine umfassende Lösung für die schonende und effektive Beatmung von Neugeborenen und Säuglingen. Dieses System gewährleistet nicht nur präzise Beatmungseinstellungen, sondern auch eine optimale Befeuchtung der Atemluft, was wesentlich zur Reduktion von Komplikationen und zur Verbesserung des Patientenkomforts beiträgt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

