



## [DRÄGER // DRAEGER VOLUMETER 3000](#)

**SKU:** AW102021-K - AC122025-K (4 STCK )  
**220,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Das Dräger Volumeter 3000** ist ein präzises medizinisches Messgerät zur Erfassung des Atemvolumens bei Patienten. Es gewährleistet eine zuverlässige Überwachung der Lungenfunktion und unterstützt damit eine effektive Therapie und Diagnose.



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Volumeter 3000** ist ein hochpräzises medizinisches Messgerät zur Bestimmung des Atemminutenvolumens und weiterer respiratorischer Parameter bei Patienten. Es wurde speziell für den Einsatz in der Intensivmedizin, Anästhesie und der Lungenfunktionsdiagnostik entwickelt und bietet zuverlässige, reproduzierbare Messwerte zur Überwachung der Atemfunktion.

### Eigenschaften und Funktionen:

- **Präzise Volumenmessung:** Das Volumeter 3000 misst das Atemzugvolumen mit hoher Genauigkeit und ermöglicht dadurch eine exakte Beurteilung der respiratorischen Leistungsfähigkeit.
- **Robustes Design:** Das Gerät ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und für den Dauereinsatz unter klinischen Bedingungen optimiert.
- **Einfache Handhabung:** Durch intuitive Bedienung und übersichtliches Display ist eine schnelle und unkomplizierte Anwendung gewährleistet.
- **Kompatibilität:** Das Volumeter kann problemlos in bestehende Beatmungssysteme integriert werden und unterstützt verschiedene Schnittstellen für die Datenübertragung.



- **Vielseitige Einsatzbereiche:** Geeignet für Patienten aller Altersgruppen in der Notfallmedizin, Intensivpflege, Anästhesie und Rehabilitation.

#### **Technische Daten:**

- Messbereich des Atemvolumens: 0,1 bis 10 Liter
- Messprinzip: Pneumotachograph
- Anschlussmöglichkeiten: Standardisierte medizinische Schnittstellen
- Material: Biokompatible, leicht zu reinigende Kunststoffkomponenten
- Abmessungen: Kompakt und leicht für den mobilen Einsatz

#### **Vorteile für den Anwender:**

- Verbesserte Patientensicherheit durch präzise Überwachung der Atmung
- Erleichterte Diagnostik und Therapieanpassung dank verlässlicher Messdaten
- Zeitersparnis durch einfache Installation und Bedienung
- Lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit im klinischen Alltag

Das **Dräger Volumeter 3000** stellt somit eine unverzichtbare Komponente für die moderne Atemüberwachung dar und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, die optimale Versorgung von Patienten mit Atemwegserkrankungen sicherzustellen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Weight** 2 kg



## GALLERIE

