



## **DRÄGER EVITA 2 DURA BEATMUNGSGERÄT AUF FAHRWAGEN**

**SKU:** T102020-V // KJ072021

zzgl. [Versandkosten](#)

### **Anwendungsgebiete**

Mikroprozessorgesteuertes Langzeitbeatmungsgerät für Erwachsene und Kinder bis hinab zu 40 mL Tidalvolumen in den volumengesteuerten Beatmungsmodi. Tidalvolumen bis 20 mL sind in den druckgesteuerten Beatmungsmodi applizierbar und meßbar. Integriertes Sicherheitskonzept durch unterschiedliche Einstellbereiche für Pädiatrie- und Erwachsenen-Beatmung. Die klassischen Beatmungsmodi wie kontrollierte und assistierende Beatmung, SIMV, MMV, CPAP und ASB sind um die Modi BIPAP = Biphase Positive Airway Pressure, BIPAP-SIMV, BIPAP-APRV und Apnoe-Ventilation erweitert worden. Die lungenmechanischen Kenngrößen Compliance und Resistance werden während der kontrollierten Beatmung ermittelt. Die ASBAuslöseempfindlichkeit ist mittels Flowtrigger einstellbar. Die Meßmanöver Intrinsic-PEEP und der Okklusionsdruck P 0.1 sind integriert. Die Erweiterungen sind über programmierbare Funktionstasten "Softkeys" aufrufbar. Die hierfür gewählte Menüsteuerung ist für zukünftige Programmiererweiterungen ausgelegt. Zentrale Informationsstelle des Gerätes ist der integrierte Bildschirm für Beatmungskurven, Alarmmeldungen und Einstellhilfen.

**Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg**

**Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg**



www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

Categories: [Narkose und Beatmung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

AO092018/CK092018/CM092018 /

### Anwendungsgebiete

Mikroprozessorgesteuertes Langzeitbeatmungsgerät für Erwachsene und Kinder bis hinab zu 40 mL Tidalvolumen in den volumengesteuerten Beatmungsmodi. Tidalvolumen bis 20 mL sind in den druckgesteuerten Beatmungsmodi applizier- und meßbar. Integriertes Sicherheitskonzept durch unterschiedliche Einstellbereiche für Pädiatrie- und Erwachsenen-Beatmung. Die klassischen Beatmungsmodi wie kontrollierte und assistierende Beatmung, SIMV, MMV, CPAP und ASB sind um die Modi BIPAP = Biphase Positive Airway Pressure, BIPAP-SIMV, BIPAP-APRV und Apnoe-Ventilation erweitert worden. Die lungenmechanischen Kenngrößen Compliance und Resistance werden während der kontrollierten Beatmung ermittelt. Die ASBAuslöseempfindlichkeit ist mittels Flowtrigger einstellbar. Die Meßmanöver Intrinsic-PEEP und der Okklusionsdruck P 0.1 sind integriert. Die Erweiterungen sind über programmierbare Funktionstasten "Softkeys" aufrufbar. Die hierfür gewählte Menüsteuerung ist für zukünftige Programmiererweiterungen ausgelegt. Zentrale Informationsstelle des Gerätes ist der integrierte Bildschirm für Beatmungskurven, Alarmmeldungen und Einstellhilfen.

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com




Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE



MTC Nr. AN092018

Option	Evita 2 A
BEIWAU1	X
BEIWAU2	X
BEIWAU3	X
BEIWAU4	X
BEIWAU5	X
BEIWAU6	X
BEIWAU7	X
BEIWAU8	X
BEIWAU9	X
BEIWAU10	X
BEIWAU11	X
BEIWAU12	X
BEIWAU13	X
BEIWAU14	X
BEIWAU15	X
BEIWAU16	X
BEIWAU17	X
BEIWAU18	X
BEIWAU19	X
BEIWAU20	X
BEIWAU21	X
BEIWAU22	X
BEIWAU23	X
BEIWAU24	X
BEIWAU25	X
BEIWAU26	X
BEIWAU27	X
BEIWAU28	X
BEIWAU29	X
BEIWAU30	X
BEIWAU31	X
BEIWAU32	X
BEIWAU33	X
BEIWAU34	X
BEIWAU35	X
BEIWAU36	X
BEIWAU37	X
BEIWAU38	X
BEIWAU39	X
BEIWAU40	X
BEIWAU41	X
BEIWAU42	X
BEIWAU43	X
BEIWAU44	X
BEIWAU45	X
BEIWAU46	X
BEIWAU47	X
BEIWAU48	X
BEIWAU49	X
BEIWAU50	X
BEIWAU51	X
BEIWAU52	X
BEIWAU53	X
BEIWAU54	X
BEIWAU55	X
BEIWAU56	X
BEIWAU57	X
BEIWAU58	X
BEIWAU59	X
BEIWAU60	X
BEIWAU61	X
BEIWAU62	X
BEIWAU63	X
BEIWAU64	X
BEIWAU65	X
BEIWAU66	X
BEIWAU67	X
BEIWAU68	X
BEIWAU69	X
BEIWAU70	X
BEIWAU71	X
BEIWAU72	X
BEIWAU73	X
BEIWAU74	X
BEIWAU75	X
BEIWAU76	X
BEIWAU77	X
BEIWAU78	X
BEIWAU79	X
BEIWAU80	X
BEIWAU81	X
BEIWAU82	X
BEIWAU83	X
BEIWAU84	X
BEIWAU85	X
BEIWAU86	X
BEIWAU87	X
BEIWAU88	X
BEIWAU89	X
BEIWAU90	X
BEIWAU91	X
BEIWAU92	X
BEIWAU93	X
BEIWAU94	X
BEIWAU95	X
BEIWAU96	X
BEIWAU97	X
BEIWAU98	X
BEIWAU99	X
BEIWAU100	X