



[DRÄGER SULLA 808 NARKOSEGERÄT MIT KREISTEIL, OXYDIG,](#)

SKU: BG082021-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Dräger Sulla 808** ist ein hochwertiges Narkosegerät mit integriertem Kreisteil und Oxydig-System, das eine präzise und sichere Inhalationsanästhesie ermöglicht. Durch seine kompakte Bauweise und intuitive Bedienung unterstützt es Anästhesisten effektiv bei der Patientenversorgung.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Sulla 808 Narkosegerät** ist ein hochmodernes, zuverlässiges System zur sicheren und effizienten Durchführung von Allgemeinanästhesien. Es verfügt über einen integrierten **Kreisteil**, der eine optimale Rückführung und Wiederverwendung von Atemgasen ermöglicht, was sowohl ökonomisch als auch ökologisch vorteilhaft ist.

Ein besonderes Merkmal des Geräts ist die Verwendung von **Oxydig**, einem speziellen Sauerstoff- und Gasmischung, das die präzise Steuerung der Narkosegase unterstützt und somit zur sicheren Aufrechterhaltung der Anästhesietiefe beiträgt.

Die wichtigsten Merkmale des Dräger Sulla 808 im Überblick:

- **Integrierter Kreisteil:** Reduziert den Verbrauch von Narkosegasen durch Recycling, unterstützt eine stabile Gaskonzentration und verbessert die Patientenversorgung.
- **Flexible Gasversorgung:** Kompatibel mit verschiedenen Anästhesiegasen und Sauerstoffquellen, ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche klinische Anforderungen.
- **Präzise Gasdosierung:** Feineinstellung der Gasströme für eine individuelle und sichere Narkoseführung.



- **Ergonomisches Design:** Intuitive Bedienoberfläche und übersichtliche Anzeigen erleichtern die Überwachung und Steuerung während der Anwendung.
- **Hohe Sicherheit:** Integrierte Sicherheitsmechanismen wie Alarmfunktionen, Druck- und Durchflusskontrollen gewährleisten eine zuverlässige Patientenüberwachung.
- **Robuste Bauweise:** Langlebige Materialien und solide Konstruktion sorgen für eine hohe Belastbarkeit im klinischen Alltag.

Das Dräger Sulla 808 Narkosegerät ist ideal geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, chirurgischen Zentren sowie spezialisierten Anästhesiepraxen. Es unterstützt Anästhesisten dabei, eine kontrollierte und patientenorientierte Anästhesie durchzuführen, die den höchsten medizinischen Standards entspricht.

Zusammenfassung:

Das Dräger Sulla 808 kombiniert modernste Technik mit bewährter Funktionalität, um eine sichere, effiziente und komfortable Narkoseversorgung zu gewährleisten. Besonders hervorzuheben sind der integrierte Kreisteil und das Oxydig-System, die zusammen eine präzise und wirtschaftliche Gaskontrolle ermöglichen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

